

2°C ~ 8°C

Refrigerador de farmacia



Modelo: KYC060G

Características

Control de seguridad

Alarmas de mal funcionamiento: alarma de alta temperatura, alarma de baja temperatura, alarma de falla de energía, puerta atascada, bajo voltaje de la batería de respaldo. Sistema de alarma de sobretemperatura, establece la temperatura de alarma según los requisitos;

Tres métodos alarmantes: zumbador alarmante, alarma intermitente digital y alarma remota;

Función de protección: retardo de encendido, tiempo entre paradas; Sistema de monitor registrador de temperatura (opcional).



Sistema de refrigeración

Compresor y ventilador de marca famosa de alta eficiencia; Circulación de aire forzado para un gran flujo de aire con conductos de aire especiales para garantizar la consistencia de la temperatura interna. Gran área del diseño del evaporador, enfriamiento fuerte y uniformidad de alta temperatura, mientras suprime efectivamente las heladas, reduciendo el proceso de descongelación. Refrigerante libre de CFC/HCFC.



Control de temperatura

Control por microprocesador, pantalla LED grande con temperatura interna clara y fácil de ver

La temperatura interna se puede ajustar en el rango de 2°C ~ 8 °C con un incremento de 0.1;

Múltiples sensores para mostrar o controlar la temperatura;

El registro de valor registrado de temperatura más baja y más alta

Diseño ergonomico

Cerradura de puerta de seguridad, evitando el acceso no autorizado; La función de descongelación automática garantiza un buen desempeño en áreas con alta temperatura ambiente y humedad;

Diseño de amplio voltaje de 192 V a 242 V; Iluminación LED interior y diseño de ruedas; Sin puerta de vidrio de condensación; Diseño de estante ajustable; La puerta de espuma es opcional; Tope en la parte trasera contra la pared trasera.

Ámbito de Aplicación

Descongelación automática, circulación de aire forzado adecuada para hospitales, bancos de sangre, prevención de epidemias, áreas de cría de animales, compañías farmacéuticas e institutos de investigación. Diseñado para almacenar productos farmacéuticos, medicamentos, vacunas, materiales biológicos, reactivos de prueba y materiales de laboratorio.



Dimensiones

510*560*655 mm

Peso

40/45 (kg)



Refrigerador de farmacia de 2 ~ 8 °C	
Modelo	Gudbrand KYC60G
Capacidad	60
Tipo de gabinete	Escritorio
Clase climática	ST
Tipo de enfriamiento	Enfriamiento por aire forzado
Modo de descongelación	Automático
Refrigerante	HC, R600a
Rango de temperatura	2~8 °C
Rendimiento de refrigeración	4 °C
Controlador	Microprocesador
Monitor	Pantalla digital
Refrigeración	
Método de enfriamiento	Aire acondicionado
Modo de descongelación	Automático
Refrigerante	R600a
Material externo	Recubrimiento en polvo de acero galvanizado (blanco)
Material interno	Recubrimiento en polvo de acero galvanizado (blanco)
Estantería	1
Cerradura de puerta con llave	Si
Encendido	DIRIGÍÓ
Puerta de calentador	si
Eléctrico	
Fuente de alimentación (V/HZ)	220-/50
Potencia (W)	75
Dimensiones interiores (W * D * H):	410*420*420 mm
Dimensiones exteriores (W * D * H)	510*560*655mm
Peso	40/45 (kg)