



LA PERFECCIÓN ENCUENTRA  
LA PRECISIÓN

**iStir MS10a**

(Agitador Magnético De 10 Litros)

## iStir MS10a

(Agitador Magnético De 10 Litros)

Cuando se buscan agitadores magnéticos, los usuarios buscan un dispositivo que ofrezca un rendimiento fiable y años de durabilidad, pero la mayoría de los fabricantes tienden a sobrevender y a no ofrecer calidad, lo que resulta en una experiencia frustrante para el usuario. Los agitadores magnéticos vienen con promesas de rendimiento excepcional, componentes de calidad y alta durabilidad, pero en poco tiempo, la realidad se hace evidente. Los usuarios se enfrentan a graves problemas como corrosión y que el motor no sea lo suficientemente potente como para agitar grandes cantidades de soluciones, velocidad baja, etc.

Con una visión detallada de los requisitos y necesidades de los usuarios y sus comentarios sobre los agitadores existentes, el departamento de I+D de Neuation ideó el diseño del agitador magnético iStir MS10a para desarrollar un producto que ofrezca un alto rendimiento sin comprometer la flexibilidad o la durabilidad. Con su superficie de acero inoxidable, el dispositivo es extremadamente resistente a la corrosión, ya que su motor de corriente continua de larga duración funciona a máxima velocidad sin necesidad de mucho mantenimiento. El funcionamiento con una sola perilla hace que la máquina sea extremadamente cómoda de usar. El mismo motor es capaz de agitar grandes cantidades de soluciones a la vez para una mayor productividad y menos pérdida de tiempo y esfuerzo.



## Características del producto



Motor de corriente continua para un funcionamiento silencioso y una larga vida.



Capacidad de agitación hasta 10 litros



Configuración de velocidad de 400-2200 RPM.



El tamaño pequeño permite ahorrar un valioso espacio físico También lo hace apto para su uso en campanas de extracción y cámaras frigoríficas.

Superficie de acero inoxidable, aumenta la vida del instrumento



Pies de goma antideslizantes para una máxima estabilidad incluso a altas velocidades.



Grado de Protección IP42 para una durabilidad inigualable.



Equipo seguro de bajo voltaje



# Especificaciones

Especificaciones	iStir MS10a
Capacity	10 Litres
Motor Type	DC
Variable Speed	400 - 2200 RPM
Set-up plate dimensions	140 x 140 mm
Weight	1.4 kg
Dimension (WxDxH)	248 x 156 x 104 mm
Protection class	IP 42

# Información de pedido

iStir MS10a		
Product Name	Cat #	Details
iStir MS10a	HS20-2614 EU/US/AU/UK	Magnetic Stirrer

Standard Accessories	
Part Name	Cat #
Stir Bar	B1

**NEUATION**  
**TECHNOLOGIES**  
www.neuation.com

AN ISO 9001 : 2015 & ISO 13485 : 2016 CERTIFIED MFG. COMPANY

\*We also execute OEM projects. Specifications can be changed without notice for quality improvement.