

KERN MPD250K100M



Balanza pesapersonas de suelo (transitable) profesional, con aprobación de homologación y médica



Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima:	80 %
Temperatura ambiental mínima:	-10 °C
Temperatura máxima de uso:	40 °C

Suministro energético

Acumulador:	Rchrg. battery optional - intern
Fuente de alimentación:	Adaptador de red
Fuente de alimentación/adaptador incluido:	CH UK EURO
Pila:	6x1.5 V AA
Tensión de entrada:	100 V - 240 V 50 / 60 Hz
Tiempo de carga:	12 h
Tiempo de funcionamiento:	40 h
Tiempo de funcionamiento:	20 h
Tiempo de funcionamiento:	20 h

Servicio (opcional)

Alineación en el lugar de instalación:	961-249
Certificado DAkkS:	963-129
Verificación:	965-129

Categoría

Categoría:	Balanzas
Product Group:	Balanza pesapersonas de suelo

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX):	560 x 440 x 200 mm
Peso bruto:	10,400 kg
Peso neto:	8,960 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

Diseño

Dimensiones del aparato indicador (AxPxX):	200 x 130 x 60 mm
Dimensiones del plato de pesaje (AxPxX):	365 x 360 x 80 mm
Dimensiones totales (AxPxX):	365 x 490 x 120 mm
Material carcasa:	Acero lacado
Material de plato de pesaje:	Plástico
Nivel de burbuja:	si
Pies de tornillos girante:	si

Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	250 kg
Carga descentrada a 1/3 [Max]:	100 g
Intervalo de estabilización en condiciones de labo:	3 s
Lectura [d]:	100 g
Linealidad:	100 g
Peso recomendado para ajuste:	200 kg (M1)
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Reproducibilidad:	100 g
Resolución:	2500
Sistema de pesaje:	Bandas extensométricas
Tiempo de calentamiento:	10 min
Unidades de pesaje:	kg

Indicación

Dígitos de alto de pantalla (grande):	2,500 cm
---------------------------------------	----------

Datos de verificación

Autorización de calibración conforme a 2014/31/EU:	si
Carga mínima [Min]:	2 kg
Clase de verificación:	III
Periodic Verification for Italy:	969-112
Valor de verificación [e]:	100 g
Verificación en fábrica posible:	si

KERN MPD250K100M



Balanza pesapersonas de suelo (transitable) profesional, con aprobación de homologación y médica

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

