

Medidor de pH y temperatura





DESCRIPCIÓN

Pantalla LCD

Identifica tres tipos de búfer estándar Solución (4,00, 6,86, 9018 pH)

Dos o tres puntos de calibración

Temperatura de compensación manual o automática

Prueba de pH, temperatura, mV (ORP)

Electrodo combinado de pH estilo E-201-C de movimiento automático



Medidor de pH y temperatura

ESPECIFICACIONES

	PH	(-2.00~19.99)pH
Rango de medición	MV	(0~±1999)mv
	TEMP	0.0°C~80.0°C
	PH	0.01 pH
Resolución	MV	1mv
	TEMP	0.1ºC
	PH	±0.01pH
Error básico	MV	±1mv±1
	TEMP	±0.1ºC
Impedancia de entrada		
de la unidad	≥ 1X10^12Ω	
electrónica		
Corriente de entrada		
de la unidad	≥ 1X10^12 A	
electrónica		
Estabilidad	(±0.01ph±1) / 3h	
Rango de		
compensación de		
temperatura	Auto (0.0~80.0)°C	
Fuente de		
alimentación	DC (12V, 1.0A)	
Dimensiones	290*210*95 mm	
Peso del instrumento	1,5 kg	



