

## -86°C

# Congelador de laboratorio ULT vertical



Modelo: DW-86L730



#### Diseño ergonomico

Cerradura de puerta de seguridad, evitando el acceso no autorizado;

Diseño de amplio voltaje de 192 V a 242 V;

Puertas interiores dobles para reducir la pérdida de aire frío después de abrir la puerta;

Adecuado para congeladores estándar internacionales de 2" y 3"; Diseño de filtro de condensador ultra simple, conveniente para mantenimiento y lavado.







#### Sistema de refrigeración

Compresor SECOP para alcanzar un alto efecto de refrigeración;

Intercambiador de calor especialmente diseñado, transferencia de calor de alta eficiencia, conservación de energía;

Paneles de aislamiento VIP para garantizar el rendimiento del aislamiento; Refrigerante hidrocarburo de alta eficiencia.



#### Sistema de control de seguridad

Alarmas de mal funcionamiento: Temperatura alta/

sensor/fallo de energía, voltaje bajo de alarma de bateria de respaldo, alarma de apertura de puerta y sistema de alarma de sobretemperatura.



#### Control de temperatura

Control de microprocesador, temperatura interna de pantalla LED grande claramente y con fácil vista;

La temperatura interna se puede ajustar en el rango de -40 °C ~-86 °C, con un incremento de 0,1 °C;

Bloqueo y contraseña de protección para evitar el ajuste arbitrario de los parámetros operativos



## Ámbito de Aplicación

Descongelación automática, circulación de aire forzado.

Adecuada para hospitales, bancos de sangre, prevención de epidemias, compañías farmacéuticas e institutos de investigación. Diseñado para almacenar productos farmacéuticos, medicamentos, vacunas, materiales biológicos, reactivos de prueba y materiales de laboratorio.



Dimensiones
740×730×1310(mm)
Capacidad
730 Litros





<sup>\*</sup>Los modelos, parámetros y rendimiento especificados en este manual pueden cambiar debido a actualizaciones del producto sin previo aviso.



Datos técnicos	
Modelo	DW-86L730
Capacidad	730 Litros
Tipo de gabinete	Vertical
Clase climatica	N
Tipo de enfriamiento	Enfriamiento directo
Modo de descongelación	Manual
Refrigerante	Hidrocarburo, Mezcla
Actuación	
Rango de temperatura	-40 °C-86
Rendimiento de refrigeración	-80
Control	
Monitor	Pantalla digital (LED)
Alarma	Audible, Remoto
Material	
Material externo	Recubrimiento en polvo de acero galvanizado (blanco)
Material interno	Revestimiento de polvo de acero galvanizado (blanco). El acero inoxidable es opcional
Datos eléctricos	
Fuente de alimentación	110 V / 60Hz (otras configuraciones es opcional)
Dimensiones	
Capacidad (litros)	730 Litros
Dimensiones interiores	740×730×1310mm
Dimensiones exteriores	920×952X1970mm
Dimensiones del embalaje	1050 × 1040 × 2050 mm





Funciones	
Temperatura alta/baja	Si
Alarma remota	Si
Fallo del sensor	Si
Puerta entreabierta	Si
Bloqueo	Si
Luz LED interior	Activada por apertura y por switch de encendido y apagado en el exterior
Accesorios	
Ruedas	Si
Agujero de prueba	Si
Orificio de equilibrio de presión	Si
Puerta de sólida	Si
Registrador de temperatura	Opcional

### Powered by



