



Balanzas pesapersonas Step-On KERN MPD • MPD-E

Balanzas pesapersonas Step-On profesional con aprobación de homologación y médica



KERN MPD 250K100M

Nuestro distribuidor especializado



Características

- Clase de homologación III (homologación opcional)
- Acreditación médica conforme a 93/42/CEE
- La más vendida para consultas médicas, farmacias y hospitales. Se puede ahorrar muchísimo tiempo, solo hay que tocarla, subir en la balanza y leer los valores
- Modelo robusto para el uso diario en el sector profesional
- Diseño ergonómico
- Higiénica y fácil de limpiar
- Gracias a los pies de goma de altura regulable, la balanza se queda fija de forma segura
- En serie: un nivel de burbuja para nivelar la balanza con precisión
- Superficie de plástico grande, antideslizante y robusto a la abrasión para estabilidad de los pacientes
- Balanza para médico MPD 200K-1EM: Idéntico con la MPD 250K100M pero sin pantalla retroiluminada y adaptador de red, solamente puede ser utilizada con pilas. A causa de la resolución reducida velocidad de visualización muy rápida. A un muy buen precio.

- KERN MPD: Puede ser utilizada con pilas así como con adaptador de red; acumulador opcional
- Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

Datos técnicos

- Dimensiones del plato de pesaje A×P×A 365×360×80 mm
- Dimensiones del indicador A×P×A 200×130×60 mm
- Peso neto aprox. 10 kg

MPD-EM


- Pantalla LCD grande, sin iluminación posterior, altura de dígitos 25 mm
- Utilizada con pilas, 6×1,5 V AA, duración de servicio aprox. 20 h

MPD-M

- Pantalla LCD retroiluminada grande, altura de dígitos 25 mm
- Puede ser utilizada con pilas, 6×1,5 V AA, no incluidas, duración de servicio aprox. 20 h
- Adaptador de red externo, está incluido

Accesorios

- Capota protectora de trabajo para poner encima del indicador, alcance de suministro: 5 unidades, KERN MBC-A06S05
- Paños de limpieza, sin alcohol para desinfección rápida – sobre la base de cuaternarios compuestos de amonio modernos, también efectivos contra el virus papova. Especialmente respetuosos con los materiales, por eso son muy adecuados para la desinfección de productos médicos sensibles al alcohol. Cumplen con los requisitos legales de seguridad laboral conforme a TRGS 525/540. Contenido del paquete 80 uds., tamaño 20×22 cm por paño, KERN MYC-01
- KERN MPD: Uso con acumulador interno, duración de servicio sin retroiluminación aprox. 40 h, tiempo de carga aprox. 12 h, KERN MBC-A08
- KERN MPD: Adaptador de red externo, 100-240 V, 50/60 Hz, Standard EU, CH, UK, KERN YKA-43
- KERN MPD: Adaptador de red externo, 100-240 V, 50/60 Hz, Standard EU, KERN YKA-44



* En la UE, la homologación de las balanzas destinadas a usos médicos está estipulada por ley. Solicítela igualmente al realizar su pedido. Para esto necesitamos saber el lugar de instalación con el código postal.

Modelo	Campo de pesaje [Max] kg	Lectura [d] kg	Valor de homologación [e] kg	Obligatorio por la ley Homologación	
				M	KERN
KERN					
MPD 250K100M	250	0,1	0,1	965-129	
MPD 200K-1EM	250	0,2	0,2	965-129	

Pictograma

Alimentación con baterías:
Preparada para funcionamiento con pilas.
El tipo de batería se indica en cada aparato

Alimentación con acumulador interno:
Juego de acumulador recargable

Fuente de alimentación de enchufe universal:
con entrada universal y adaptadores de conectores de entrada opcionales para A) UE, CH

Homologación:
En el pictograma se indica la duración de la puesta a disposición de la homologación en días hábiles

Envío de paquetes:
En el pictograma se indica la duración de la puesta a disposición interna del producto en días