


BIOBASE[®]

Disinfection & Sterilization Solution



Version 2021

About Us

Founded in 1999, having over 2000 employees (till August, 2018), BIOBASE Group is a new high-tech enterprise focusing on development, production and management of scientific equipment, In Vitro Diagnosis (IVD) instrument and reagent.

BIOBASE Group is specialized in products of 8 areas including medical diagnosis, biosafety protection, disinfection and sterilization solution, water purification system, infant care products, cold chain products, software products, clean room project.

We have full production line for table top steam sterilizer, vertical pressure steam sterilizer, portable pressure steam sterilizer, horizontal pressure steam sterilizer, hot air sterilizer, gas sterilizer, glass bead sterilizer, infrared sterilizer and automatic glassware washer. And every year we have many new products that come into the market.

BIOBASE Group has certificates including ISO9001, ISO13485, ISO14001, SGS, CE, etc for various products.

BIOBASE has set up branch offices in 24 provinces in China, and has also set up warehouses in the United States, India, UAE and Jordan. We now have long-term business partners in more than 130 countries.

BIOBASE Group always adheres to the mission of "service for health for the future" and promotes company's culture vigorously. Providing with high quality products and good service, BIOBASE would like to establish win-win business cooperation with distributors all over the world.



ISO9001



ISO13485



ISO14001



CE



Autoclaves portátiles

Rango de aplicación y características:

- El esterilizador de vapor a presión portátil está diseñado para el uso en hospitales, clínicas, laboratorios, centros de salud, institutos de investigación científica, cristalería, soluciones, sustratos. También se puede utilizar para producir agua potable de alta calidad en empresas industriales y mineras, instrumental dental y quirúrgico, medios de cultivo, apósitos biológicos, alimentos y bienes, etc.
- De fácil operación, segura y confiable.
- El anillo de sellado está hecho de caucho de silicona.
- Correctamente sellado y evita eficazmente las fugas de vapor.
- Auto protección contra sobre temperatura y sobre presión.
- Tubería de calefacción eléctrica de tipo inmersión, con alta eficiencia térmica. El tubo de material de acero inoxidable es duradero.
- Manómetro de doble ranura, con clara indicación y observación conveniente, rendimiento confiable.

Autoclave de vapor con control del tiempo:

- Dos válvulas de seguridad duplican la seguridad.
- Tiene una función de auto ajuste.
- Cuando el nivel del agua está baja, o al final del tiempo de calentamiento, el equipo emite una alarma sonora y la autoclave detendrá el proceso.
- Control del tiempo y temperatura por medio de control digital, visualización del estado de trabajo, tecla de tipo táctil.
- Variación de temperatura: $\leq \pm 1^{\circ}\text{C}$.
- Rango de ajuste de temperatura: 105-126°C.

Autoclave de vapor a presión:

- Variación de temperatura: $\leq 1^{\circ}\text{C}$
- Se apaga automáticamente con un pitido recordando después de la esterilización.
- Volante en la estructura de la puerta para una apertura rápida.
- Visualización digital de parámetros internos, tecla de tipo táctil.

Modelo	BKM-P18(T)	BKM-P24(T)	BKM-P18(F)	BKM-P24(F)
Tipo	Tipo control del tiempo		Tipo vapor a presión	
Capacidad	18L	24L	18L	24L
Tamaño recámara (mm)	$\varnothing 280 \times 260$	$\varnothing 280 \times 390$	$\varnothing 280 \times 260$	$\varnothing 280 \times 390$
Set de tiempo	0~99min		NO	
Set de temperatura	126°C			
Consumo	2KW			
Fuente de alimentación	AC110V / 60Hz. Método de cableado: enchufe			
Presión de trabajo	0.14-0.16Mpa			
Dimensiones paquete (An*P*Al)mm	410*410*630	410*410*750	410*410*520	420*420*630
Peso bruto (Kgs)	14	15	18	19



Tipo control de tiempo



Tipo vapor a presión

BIOBASE GROUP

Add: No.9 Gangxing Road, High-tech Zone,
Jinan City, Shandong Province, China
Tel: +86-531-81219801/03 Fax: +86-531-81219804
E-mail: export@biobase.com
Website: www.biobase.cc / www.biobase.com



BIOBASE CHINA



BIOBASE CHINA



BIOBASE CHINA