

Balanza Electrónica de Laboratorio BP 5003 B

Capacidad: 0 ~ 500g
Resolución 1mg



Balanza Electrónica de Laboratorio BP 5003 B

Características del producto

Capacidad: 0 ~ 500g

Resolución: 1mg

Tamaño del plato: Φ 110mm

Altura del espacio de trabajo: 240 mm

Tiempo estabilización: \leq 6s

Repetibilidad: \pm 0,001

Linealidad: \pm 0,002

Calibración externa

Tamaño de la balanza: 350 * 215 * 340 mm



- * Diseño humanizado. Parabrisas transparente de cinco lados.
- * Un sensor de pesaje con balanza electromagnética de nueva generación garantiza una alta precisión.
- * Programas de aplicación como detección automática de fallas, calibración lineal de cuatro puntos y protección contra sobrecargas.
- * La pantalla LCD con retroiluminación ultra grande brinda un sentido visual más claro y cómodo para operar.
- * El gancho de pesaje inferior incorporado garantiza un uso conveniente.
- * Múltiples funciones garantizan una operación fácil y confiable, incluido el conteo automático, conversión de unidades (quilates métricos, onzas de oro, etc.), estabilidad, viaje a gran escala, memoria cero, etc.
- * La interfaz de salida RS232C incorporada garantiza la conexión directa a equipos externos como computadoras e impresoras.

Fuente de alimentación: AC110 / 60Hz

Accesorios incluidos: Adaptador, pesa, parabrisas, paño de limpieza, pinzas y cepillo.