

Balanza Electrónica de Laboratorio 0,1g

SERIE WA -1Y



Fast Response  AC/DC Power Supply  LCD Display 



Balanza Electrónica de Laboratorio 0,1g

SERIE WA -1Y

Detalles del producto

Vista



Balanza Electrónica de Laboratorio 0,1g

SERIE WA -1Y

Detalles del producto

Pantalla



Power on/off

PRINT

Print Function

CAL

Calibration Function

UNIT

Unit Conversion

PCS

Counting Function

TARE

Tare/Zero



5000.0

25000.0

17633.0

0.1102

g ct oz lb Conversion

Balanza Electrónica de Laboratorio 0,1g

SERIE WA -1Y

Características del producto

1. Interfaz: Rs232C (conectar con impresora o PC)
2. LCD con retroiluminación
3. Más funciones: conteo, tara de rango completo, protección contra sobrecarga, seguimiento cero, apagado automático, bajo peso, indicador de baja potencia.
4. Tiempo estabilización: 2 s
5. Potencia: 110V / 60HZ

Especificaciones

Alta precisión, Respuesta Rápida: puede medir rápido y con precisión productos químicos, piezas, joyas, hierbas, etc. Funciones: recuento, porcentaje, calibración automática, selección de puntos de calibrado, etc. La amplia gama de pesaje de hasta 5/6kg hace que el equilibrio de precisión de la balanza electrónica sea ideal para laboratorios, escuelas, universidad, joyeros, etc.

Con interfaz RS232: permite el intercambio de datos en serie entre la balanza de precisión digital y tu ordenador o impresora, lo que es muy conveniente para organizar y analizar los resultados de datos.

Dos modos de energía: la balanza electrónica de precisión puede alimentarse con un adaptador de CA y baterías AA.

Balanza Electrónica de Laboratorio 0,1g

SERIE WA -1Y

Detalles y características del producto

| Modelo | WA30001Y | WA60001Y |
|---------------|---------------|---------------|
| CAPACIDAD | 0-3000g | 0-6000g |
| RESOLUCION | 0,1 g | 0,1 g |
| REPETIBILIDAD | ± 0,2 g | ± 1 g |
| LINEALIDAD | ± 0,2 g | ± 1 g |
| PLATO mm | 165 * 175 mm | 165 * 175 mm |
| DIMENSIONES | 250×180×110mm | 250×180×110mm |