

-25°C

Congelador vertical de baja temperatura



Modelo: DW-25L600

Diseño ergonómico

Cerradura de puerta de seguridad, evitando el acceso no autorizado;

Fuente de alimentación de 110V/60Hz (otras configuraciones es opcional)

Diseño de puerto de presión equilibrada, fácil de abrir la puerta;

Diseño de estantes ajustables;

Rueda de tipo pesado y bloqueo con tornillo ajustable, fácil de mover y fijar.



Sistema de refrigeración

Compresor y ventilador de marca reconocida de alta eficiencia, con un efecto de refrigeración de alta eficiencia; Tecnología de refrigeración optimizada, bajo nivel de ruido, más eficiencia energética; Aislamiento general de espuma de poliuretano libre de CFC; Refrigerante sin CFC.



Sistema de control de seguridad

Alarmas de mal funcionamiento: alarma de alta temperatura, alarma de baja temperatura, falla del sensor, alarma de falla de energía, bajo voltaje de la batería de respaldo. Sistema de alarma de sobretemperatura, establezca la temperatura de alarma según los requisitos;



Control de temperatura

Control de microprocesador, temperatura interna de pantalla LED grande claramente y con fácil vista;

La temperatura interna se puede ajustar en el rango de -10 °C ~ -25 °C;

Bloqueo y contraseña de protección para evitar el ajuste arbitrario de los parámetros operativos

Ámbito de Aplicación

Diseñado para el almacenamiento a largo plazo, como plasma sanguíneo, vacunas, reactivos de prueba y materiales de laboratorio, incluso algunos productos electrónicos para prueba. Se puede instalar en instituciones de investigación y sitios clínicos en ciencias de la vida, bancos de sangre, hospitales, pruebas electrónicas y laboratorios médicos.



Dimensiones

775×750×1900 (mm)

Peso

101/115(kg)



Datos técnicos

Modelo	DW-25L600
Capacidad	600 Litros
Tipo de gabinete	Vertical
Clase climática	N
Tipo de enfriamiento	Refrigeración directa
Modo de descongelación	Manual
Refrigerante	HC R290

Actuación

Rango de temperatura	-10°C-25
Rendimiento de refrigeración	-25°C

Control

Control	Microprocesador
Monitor	Pantalla digital (LED)
Alarma	Audible, Remoto

Material

Material externo	Recubrimiento en polvo de acero galvanizado
Material interno	ABS

Datos eléctricos

Potencia (W)	350 W
Fuente de alimentación	110 V / 60Hz (otras configuraciones es opcional)

Dimensiones

Capacidad (litros)	600 Litros
Peso neto/bruto (aprox.)	101/115(kilogramos)
Dimensiones interiores	645×530×1645 (mm)
Dimensiones exteriores	775×750×1900 (mm)
Dimensiones del embalaje	850×830×2040 (mm)

*Los modelos, parámetros y rendimiento especificados en este manual pueden cambiar debido a actualizaciones del producto sin previo aviso.

*Las imágenes del producto que se muestran en este manual pueden diferir del producto real. Cuando compre cualquier producto,verifique el producto real.

Funciones

Temperatura alta/baja Si

Alarma remota Si

Fallo de alimentación N / A

Batería baja N / A

Puerta entreabierta N / A

Luz LED interior N / A

Error del sensor Si

Puerto de equilibrio de presión Si

Bloqueo Si

Accesorios

Ruedas Si

Agujero de prueba N / A

Orificio de equilibrio de presión Si

Estantes/Puertas Interiores 7/-

Interfaz USB N / A

Registrador de temperatura Opcional

Powered by



Qingdao Carebios Biological Technology Co., Ltd.
Address: No.432-F Sanchang Road, Qingdao, China.
Web: www.carebios.com