

+4°C

Refrigerador de banco de sangue



Modelo: KXC-L1100G

Diseño ergonómico

Cerradura de puerta de seguridad, evitando el acceso no autorizado;

La función de descongelación automática garantiza un buen desempeño en áreas con alta temperatura ambiente y humedad;

Diseño de amplio voltaje de 192 V a 242 V;
Iluminación LED interior y diseño de ruedas;
Diseño de condensador sin mantenimiento;

Sin puerta de vidrio de condensación;
interfaz de exportación USB para datos de temperatura y eventos;
Cestas o cajones de acero inoxidable (Opcional).



Sistema de refrigeración

Compresor y ventilador de marca reconocida de alta eficiencia, con un efecto de refrigeración de alta eficiencia;
Circulación de aire forzado para un gran flujo de aire con conductos de aire especiales para garantizar la consistencia de la temperatura interna.

Gran área del diseño del evaporador, enfriamiento fuerte y uniformidad de alta temperatura, mientras suprime efectivamente las heladas, reduciendo el proceso de descongelación.

Refrigerante libre de CFC/HCFC.



Sistema de control de seguridad

Alarmas de mal funcionamiento: Temperatura alta/baja
sensor/fallo de energía, voltaje bajo de alarma de batería de respaldo, alarma de apertura de puerta y sistema de alarma de sobretemperatura.



Control de temperatura

Control de microprocesador, temperatura interna de pantalla LED;
La temperatura interna se puede ajustar en el rango de -40°C ~ 86°C, con un incremento de 0,1°C;

Bloqueo y contraseña de protección para evitar el ajuste arbitrario de los parámetros operativos

Ámbito de Aplicación

Diseñado para el almacenamiento a largo plazo, como plasma sanguíneo, vacunas, reactivos de prueba y materiales de laboratorio, incluso algunos productos electrónicos para prueba. Se puede instalar en instituciones de investigación y sitios clínicos en ciencias de la vida, bancos de sangre, hospitales, pruebas electrónicas y laboratorios médicos.



Dimensiones

660×690×1400 (mm)

Peso

160/190 (kg)



Datos técnicos

Modelo	KXC-L650G
Capacidad	1100 Litros
Tipo de gabinete	Vertical
Clase climática	N
Tipo de enfriamiento	Aire acondicionado
Modo de descongelación	Automático
Refrigerante ecológico	R290

Actuación

Rango de temperatura	-40 °C-86
Rendimiento de refrigeración	-80 °C

Control

Control	Microprocesador
Monitor	Pantalla digital (LED)
Alarma	Audible, Remoto

Material

Material externo	Recubrimiento en polvo de acero galvanizado (blanco)
Material interno	Revestimiento de polvo de acero galvanizado (blanco). El acero inoxidable es opcional

Datos eléctricos

Potencia (W)	
Fuente de alimentación	110 V / 60Hz (otras configuraciones es opcional)

Dimensiones

Capacidad (litros)	1100 Litros
Peso neto/bruto (aprox.)	165/195 (kg)
Dimensiones interiores	1160×680×1380 (mm)
Dimensiones exteriores	1300×822×1880 (mm)
Dimensiones del embalaje	1400×950×2020 (mm)

*Los modelos, parámetros y rendimiento especificados en este manual pueden cambiar debido a actualizaciones del producto sin previo aviso.

*Las imágenes del producto que se muestran en este manual pueden diferir del producto real. Cuando compre cualquier producto, verifique el producto real.

Funciones

Registrador de temperatura	Si
Exportación de datos USB	Si
Contacto de alarma remota	Si
Error del sensor	Si
Cerradura de la puerta	Si
Luz LED interior	Activada por apertura y por switch de encendido y apagado en el exterior

Accesorios

Ruedas	Si
Agujero de prueba	Si
Orificio de equilibrio de presión	Si
Puerta sólida	Opcional
Estante/Puerta interior	Estándar/Opcional

Powered by



Qingdao Carebios Biological Technology Co., Ltd.
Address: No.433-F Sanchang Road, Qingdao, China.
Web: www.carebios.com