


Accumax



REDEFINIENDO EL PIPETEO

Controlador de Pipeta Accumax

Controlador de Pipeta Accumax

Los Controladores de Pipetas están pensados para facilitar el trabajo con las pipetas, sin embargo, la mayoría de las veces terminan creando más problemas que soluciones, lo que resulta en una pérdida tanto de dinero como de tiempo. La mayoría de los dispositivos que se encuentran en el mercado presentan el mismo problema que anuncian resolver - comodidad.

La comprensión de las limitaciones y deficiencias de los productos existentes en el mercado permite a nuestro equipo diseñar y desarrollar un producto que ofrece un rendimiento excepcional a través de características únicas como las dobles válvulas de seguridad que proporcionan una protección adicional contra la penetración de fluidos, los modos de doble velocidad, etc.



Características del producto



La potente bomba puede llenar una pipeta de 25 ML en menos de 4 segundos.



Botones de empuje de agarre suave excepcionalmente diseñados para una asombrosa experiencia de usuario.



La doble válvula de seguridad y los filtros hidrofóbicos ofrecen una doble protección contra la penetración de fluidos



Tres modos de velocidad: Alta y Baja, junto con el drenaje de gravedad para una comodidad inigualable.



Opción de ajustar la velocidad de la bomba variando la presión de los dedos en los Botones de Operación para un mejor control de la velocidad

Funciona con baterías de NiMH ecológicas y sostenibles que no contienen cadmio.



Fácil reemplazo de baterías por el usuario



El cargador inteligente evita la sobrecarga/calentamiento de las baterías



Indicador de "Batería Baja" que avisa al usuario para que cargue el dispositivo.




Puede ser cargado mientras descansa en un soporte de escritorio especialmente diseñado



Información de pedidos

Accumax Controller		
Description	Cat #	Color
Pipet Controller - Red	PH01-R	
Pipet Controller - Blue	PH01-B	
Pipet Controller - Orange	PH01-O	
Pipet Controller - Green	PH01-G	

Ordering Information



Hydrofobic filter



Battery Charger



Silicon Pipette holder



table top stand



wall mounting stand

Accumax

Accumax Lab Devices Pvt. Ltd.
www.accumaximum.com



ISO 9001:2015
ISO 13485:2016

*We also execute OEM projects. Specifications can be changed without notice for quality improvement.