

Baño de agua de flotación de tejidos y secador de dispositivos BT-I



Características:

1. Pantalla LCD de alto brillo, visualización de la temperatura en tiempo real.
2. Unidad integrada de control de temperatura de alta sensibilidad, alta precisión y rendimiento fiable.
3. Con función de alarma de sobret temperatura.
4. Utiliza nuevos materiales de calefacción, calentamiento rápido, calentamiento uniforme, baja inercia térmica, ahorro de energía y fiable.
5. Con función de memoria. La temperatura ajustada se mantiene automáticamente.
6. La superficie de trabajo está pulverizada para resistir la corrosión.

Especificaciones

Modelo	BT-I
Temperatura. Rango	RT a 90°C
Temperatura. Precisión	1°C
Demasiado calor. Rango de alarma	1~5°C
Temperatura ambiental. Rango	0~40°C
Tamaño del tanque de baño (An. x Pr. x Al.)	240*180*55mm
Mostrar	LCD
Fuente de alimentación	CA220V±10%» 50/60HZ; CA110V±10%, 60Hz
Consumo	200W
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.)	345*340*130mm
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.)	440*440*220mm
Peso bruto	5kg