



Accesorios opcionales

Colchón
 Soporte de infusión
 Mesa de comedor móvil
 Mesa camilla
 Mesilla de noche
 Carpeta de maletines, etc

Modelo	MF201S
Tipo	Perforación
Tamaño exterior	2120*910*560(±10)
Tamaño de paquete	2050*1000*250
Peso bruto	70
Espalda ajustable	0-70°
Piernas ajustable	0-30°

Características

- El tablero de la cama es de acero laminado en frío de alta calidad. Pulverización electrostática en la superficie, anticorrosión, fácil de limpiar.
- La cabeza y el extremo de la cama están hechos de plástico ABS de alta calidad, formado de una sola vez. Con aspecto hermoso y la instalación de tipo de bloqueo, puede insertar la tarjeta de cabecera.
- Utiliza ruedas silenciosas de 5", rotación flexible, alta seguridad y estabilidad, resistencia al desgaste, sin ruido, con cuatro frenos devi.
- Las barandillas plegables de aleación de aluminio se utilizan en ambos lados, que se pueden retraer libremente y bloquear firmemente para proteger la seguridad de los pacientes.
- Manivela de ABS oculta con una estructura ligera y libre y protección de límite bidireccional.