

# Dosificador de parafina BK-RLY



## Características

La pantalla LCD muestra el estado de calentamiento

Adopta un nuevo elemento calefactor, calentamiento rápido, ahorro de energía y fiable

Válvula de parafina de control inteligente de calentamiento, para asegurar una cera suave

Bloque integrado de medición de temperatura importado, alta precisión, rendimiento estable

Con memoria y función de recuperación automática, guarda automáticamente la temperatura preestablecida después de funcionar

Programa completo de control automático por ordenador, controlador digital inteligente de la temperatura, visualización de la temperatura en tiempo real

## Especificaciones

Capacidad	12L
Temp. Rango	RT~100°C
Temp. Precisión	±1°C
Consumo	1000W
Suministro de energía	Estándar: 220V 50/60Hz, opcional: 110V 50/60Hz
Tamaño externo	330*430*550mm
Peso neto	15kg
Tamaño de carga	430*530*690mm
Peso bruto	23 kg