

Gabinete de dispositivos

BKC-S400/BKC-PB450/BKC-SS450



Especificaciones

| Modelo | BKC-S400 | BKC-PB450 | BKC-SS450 |
|---|--|---|--|
| Capacidad | 72 cajones (12 capas*6 rejilla, más una base) Cargando: 760*72=54720 piezas portaobjetos de vidrio | 18 cajones (3 capas*6 rejilla, más una base) Carga: 12000 piezas de bloque de parafina | 18 cajones (Rejilla de 3 capas*6, más una base) Carga: 4536 o 9072 portaobjetos de vidrio |
| Material | Gabinete | Placa de acero laminado en frío. Tratamiento de superficies: aceite desengrasante, regulador de mesa, parkerización de zinc, pasivación, pulverización de polvo | |
| | Cajón | Cajón deslizante especializado, placa deslizante ABS | |
| | Ranura | Hecho por molde especial | |
| | marcar surco | formación de integración | |
| Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) | 403*478*1625mm | 450*478*1295 mm | 450*478*1295mm |
| Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) | 490*590*430mm, 3 uds; 490*590*555mm, 1 ud. | 530*570*440m m, 3 uds; 530*570*565m m, 1 ud. | 530*570*440mm, 3 uds; 530*570*565mm, 1 ud. |
| Peso bruto | 32 kg, 3 piezas; 36 kg, 1 pieza | 29 kg, 3 piezas; 33 kg, 1 pieza | 27 kg, 3 piezas; 31kg, 1pc |