



# k3k

## CAMA manual

Código de registro: SK-CD1



**SAIKANG** Medical

Más

saludable tu vi

# k3k

## Características y destacados



### Parámetros técnicos

• Tamaño externo (LxW):	2105x980mm
• Plataforma del colchón:	1925x900mm
• Carga de trabajo segura:	200 kilogramos
• Ajuste de altura:	400-710 mm
• Ajuste del respaldo:	0-75° (±10°)
• Ajuste del apoyo para las rodillas:	0-40° (±10°)

### Configuración técnica

Manivela manual	3 piezas
Ruedas cubiertas de 5"	4 piezas
Barandilla lateral plegable	1 juego
Extremos de cama de ABS con cerradura de seguridad	1 juego
Portasueros	1 juego
Previsión del portasueros	4 piezas
Gancho de drenaje	2 piezas
Soporte para colchón	2 piezas

### Color opcional (MOQ100pcs-cambio de color)



# CONTROL DE CALIDAD

SAIKANG medical, como pionero en el campo del mobiliario médico, siempre elige proveedores de marca estrictamente para garantizar la seguridad y confiabilidad de la materia prima. SAIKANG adopta soldadura robotizada y recubrimiento epoxi automático. Línea de montaje eficiente, operador dedicado, control de calidad riguroso, solo para garantizar el compromiso de calidad de SAIKANG.



## Diseño

El diseño es a la vez moderno y práctico. Los cabeceros y pies presentan una forma hermosa y elegante. El uso de un ángulo envolvente protector hueco, combinado con una rueda parachoques tipo barril, hace que el producto sea reconocible al instante.



## Acerosoldadura

Baosteel de Fortune Global 500. Panasonic Robotic garantiza una soldadura totalmente suave en 360°.



## PlásticoPintura

El plástico ambiental se puede esterilizar a una temperatura de 100°C y tiene una resistencia a la tracción de hasta 30MPa. 11 Proceso de pintura epoxi con un espesor de 0,12mm y un brillo de 60°, que es capaz de resistir impactos de hasta 50kg.

## Accesorios



### Cabecero y pie de cama

Los cabeceros y los pies cuentan con "esquinas protectoras integradas" con diseño hueco, que se combinan con ruedas protectoras tipo barril que tienen un diámetro de 60 mm.

Este diseño no sólo minimiza el espacio total ocupado por la cama sino que también brinda protección.

Además, los cabeceros y los pies se pueden desmontar y limpiar sin esfuerzo.



### Ruedas

Ruedas cubiertas de 5".

Material PR, camina 30KM sin desgaste. Carcasa antibobinado diseñada con precisión sin tornillos.

Pase la prueba dinámica: resista un peso de 120 kg, camine 30 km y atraviese 500 obstáculos sin deformaciones ni daños.

### Plataforma

El tablero de base perforado presenta una superficie soldada por robot que ha sido pulida a la perfección, sin dejar cicatrices de soldadura. Rodamiento de 200 kg.

### Carril lateral

La barandilla está hecha de aleación de aluminio plegable de seis postes, con postes de acero inoxidable y mango de plástico.

### manivelas

Tres manivelas retráctiles para controlar el respaldo, el apoyo para las rodillas y la altura. Las manivelas permanecen intactas después de 100.000 usos.

### Retenedor de colchón

El retenedor de colchón de doble función no solo sirve para evitar rayones en la pintura del armazón de la cama, sino que también vuelve a colocar el colchón en su lugar y evita que el colchón se deslice.

### Ganchos de drenaje

Ganchos de drenaje moldeados por inyección a ambos lados de la cama.


### Portaseros

La barra de infusión está fabricada en acero inoxidable y tiene cuatro ganchos de plástico que pueden soportar hasta 15 kg de peso.



Ajuste del respaldo

75°



Ajuste del apoyo para las rodillas

40°



Ajuste de altura

400-710 mm





## Innovación constante



Diseño



Investigación



Fabricación



Mantenimiento



Servicio



## Mundial sucursales

### Sucursal Sudamérica

Médico Saikang  
Tecnología, Inc.  
W3400 Corrientes, Argentina  
TELÉFONO: +55 (11) 2758-0438  
Calle Universal, Hollywood,  
San Bernardo del Campo,  
Brasil  
TELÉFONO: +55 (11) 2758-0438

### Sucursal de África Oriental

Médico Saikang  
Tecnología Ltda  
Entresuelo, Torre Taj,  
colina superior, Nairobi, Kenia  
TELÉFONO: +254714084806

### Sucursal del Sudeste Asiático

Médico Saikang  
Tecnología Ltda  
Subdistrito de Sala Thammasop  
deshielo  
Distrito de Watthana  
Bangkok, Tailandia  
TELÉFONO: +66 642741046

### Sucursal del Reino Unido

Salud del Reino Unido  
Limitada internacional  
DEPARTAMENTO 111,  
196 High Road Madera Verde,  
Londres, N22 8HH  
Reino Unido  
TELÉFONO: +31 0202111106

### Sucursal de Rusia

LLC 'SAIKANG'  
454004, Federación de Rusia,  
Cheliábinsk,  
Universitetskaya  
Náberezhnaya, Rusia  
TELÉFONO: +7 (919)300-00-06

### Sucursal del Medio Oriente

Suministros médicos Saikang (Medio Oriente) LLC  
Musafá  
PO Box 53200, Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos  
Teléfono: +971 585710652

# SAIKANG Medical

Equipo médico Co., Ltd. de Jianguo Saikang  
Código de existencias: 870098

📍 No. 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jianguo) · China  
☎️ +86 18021231901 · 🌐 /7  
✉️ export@saikangmedical.com  
🌐 www.saikangmedical.com



Video de empresa



catalogo general