

BIOBASE[®]

Specialist in Lab Freezers and Refrigerators



Version 2021

About Us

Founded in 1999, having over 2000 employees (till August, 2018), BIOBASE Group is a new high-tech enterprise focusing on development, production and management of scientific equipment, In Vitro Diagnosis (IVD) instrument and reagent.

BIOBASE Group is specialized in products of 8 areas including medical diagnosis, biosafety protection, disinfection and sterilization solution, water purification system, infant care products, cold chain products, software products, clean room project.

We have full production line for table top steam sterilizer, vertical pressure steam sterilizer, portable pressure steam sterilizer, horizontal pressure steam sterilizer, hot air sterilizer, gas sterilizer, glass bead sterilizer, infrared sterilizer and automatic glassware washer. And every year we have many new products that come into the market.

BIOBASE Group has certificates including ISO9001, ISO13485, ISO14001, SGS, CE, etc for various products.

BIOBASE has set up branch offices in 24 provinces in China, and has also set up warehouses in the United States, India, UAE and Jordan. We now have long-term business partners in more than 130 countries.

BIOBASE Group always adheres to the mission of "service for health for the future" and promotes company's culture vigorously. Providing with high quality products and good service, BIOBASE would like to establish win-win business cooperation with distributors all over the world.



ISO9001



ISO13485



ISO14001



CE



Máquina de Hielo en escamas tipo dividido



FIM300



FIM500

Área aplicable

Varios tipos de experimentos, centros de salud, centros de enseñanza, laboratorios, institutos de investigación, aplicaciones químicas, supermercados, hoteles, productos marinos, etc

Parámetros técnicos

Modelo	FIM300	FIM500
Capacidad de producción (kg/24h)	300	500
Capacidad de almacenamiento (kg)	150	200
Forma del hielo	Pequeñas partículas de hielo de nieve irregular	
Corriente de entrada (W)	1360	2100
Forma de condensación	Aire acondicionado	
Temperatura ambiente	10~35°C	
Temperatura del agua	2~15°C	
Estructura del tanque	Acero inoxidable	
Refrigerante	SECOP/R404a	EMBRACO/R404a
Accesorios estándar	Tubo de entrada de agua*1, Tubo de drenaje *1, Cuchara de hielo*1	
Accesorios opcionales	Filtro	
Fuente de alimentación	AC 220V±10%, 50/60Hz ; 110V±10%, 60Hz	
Peso neto (Kg)	95	125
Peso bruto (Kg)	125	155
Dimensión externa (An*P*Al)mm	Dimensión cabeza 560*550*570 Dimensión tanque 570*830*1020	600*760*740 770*765*1130
Dimensión paquete (An*P*Al)mm	Dimensión cabeza 640*660*890 Dimensión tanque 640*860*990	700*850*995 860*870*1050

Note: All rights reserved. Specifications, terms and pictures on the catalogue are subject to change.
Please consult us for more products information.



BIOBASE GROUP

Add: No.9 Gangxing Road, High-tech Zone,
Jinan City, Shandong Province, China
Tel: +86-531-81219803/01 Fax: +86-531-81219804
Email: export@biobase.com
Website: www.biobase.cc / www.meihuatrade.com

