



# SKE801

Taburete de enfermera



**SAIKANG** Medical

Más

saludable tu vi

# SKE801

## Características y destacados

### Parámetros técnicos

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| • Superficie de las heces              | Φ350mm             |
| • Grosor de la superficie de las heces | 80 milímetros      |
| • Altura de la rueda                   | 490-630 milímetros |
| • Chasis                               | Φ400mm             |



#### Diseño

Este producto adopta una tubería de acero de calidad, resistente a la corrosión, sin óxido, sin agua, sin humedad, seguro y confiable.



#### Superficie del taburete

Cuero PU, asiento de esponja de alta densidad, suave y cómodo.



#### Resorte de gas

Se puede ajustar la altura, que se controla neumáticamente mediante una manija debajo del asiento.



#### Chasis

El chasis está fabricado en acero inoxidable de alta calidad, permite colocar los pies con mayor comodidad y sentarse con mayor comodidad.



#### Ruedas

Cinco ruedas de nailon, cómodas, resistentes al desgaste y silenciosas.





Innovación  
constante



Diseño



Investigación



Fabricación



Mantenimiento



Servicio



Sucursales en  
todo el mundo

#### EE.UU.

Tecnología médica Saikang, Inc.  
17800 Castleton St Ste 180,  
Ciudad de Industry, 91748, California.  
Tel.: +1 949648 2776

#### Reino Unido

Reino Unido Healthward International Ltd.  
Departamento 111, 196 High Road  
Wood Green, N22 8HH, Londres.  
Tel.: +44 2032399738

#### Rusia

Saikang Medical Rusia LLC  
Truda 174,  
454080 Cheliabinsk.  
Tel.: +7 (351) 214 5566 / 8811 / 1516

#### este de Africa

Saikang Soluciones Médicas Ltd.  
Unidad 3 del complejo Viraj, Mombasa  
Road, PO Box 14262-00800, Nairobi.  
Kenia.  
Tel.: +254 733 704 690

#### Oriente Medio

Suministros médicos Saikang LLC  
X22-S03 Clúster de Inglaterra,  
Ciudad Internacional, Dubái.  
Emiratos Árabes Unidos.  
Tel.: +20 128 8962497

**SAIKANG** Medical

Equipo médico Co., Ltd. de Jiangsu Saikang  
Código de existencias: 870098

📍 No. 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · China  
☎️ +86 18021231901 · 📞  
✉️ ventas@chinasaikang.com  
🌐 www.saikangmedical.com



Video de empresa



catalogo general