



SKH005

En forma de abanico

CARRO para instrumentos

Código de registro: SKM-B




SKH005

Características y destacados

Parámetros técnicos

• Tamaño: L: (LxAnxAI)	1550×460×900 milímetros
• M: (Largo x Ancho x Alto)	1400×460×900 milímetros
• Tamaño: (Largo x Ancho x Alto)	1200×460×900 milímetros



Configuración técnica

Rueda de 3"

5 piezas


Diseño estructural

Tubo redondo de acero inoxidable de $\Phi 25$ $\Phi 8$ mm, tablero de acero inoxidable de 1,2 mm de espesor. Todo el marco utilizó SS de alta calidad con pulido de superficie de espejo.



Solicitud

Carro para instrumentos de acero inoxidable, carro de enfermería multifuncional, carro médico.



Estructura de encimera

Encimera de dos capas, acero inoxidable de alta calidad, equipada con una valla de acero inoxidable de tres lados para evitar que los artículos se caigan.



Artesanía

El robot inteligente importado se utiliza para soldar, alta precisión, sin puntos ciegos, superficie lisa, sin rebabas, hermoso y fuerte, con alta capacidad de carga.



Castor

Ruedas cubiertas de 3 pulgadas (freno diagonal) 5 piezas, flexibles y livianas para conducir, dirección suave, resistentes al desgaste, dos con freno, se pueden frenar fácilmente en cualquier estado.





Innovación constante



Diseño



Investigación



Fabricación



Mantenimiento



Servicio



Sucursales en todo el mundo

EE.UU

Tecnología médica Saikang, Inc.
17800 Castleton St Ste 180,
Ciudad de Industry, 91748, California.
Tel.: +1 949648 2776

Reino Unido

Reino Unido Healthward International Ltd.
Departamento 111, 196 High Road
Wood Green, N22 8HH, Londres.
Tel.: +44 2032399738

Rusia

Saikang Medical Rusia LLC
Truda 174,
454080 Cheliabinsk.
Tel.: +7 (351) 214 5566 / 8811 / 1516

este de Africa

Saikang Soluciones Médicas Ltd.
Unidad 3 del complejo Viraj, Mombasa
Road, PO Box 14262-00800, Nairobi.
Kenia.
Tel.: +254 733 704 690

Oriente Medio

Suministros médicos Saikang LLC
X22-S03 Clúster de Inglaterra,
Ciudad Internacional, Dubái.
Emiratos Árabes Unidos.
Tel.: +20 128 8962497

SAIKANG / Medical

Equipo médico Co., Ltd. de Jiangu Saikang
Código de existencias: 870098

No. 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · China

+86 18021231901 · 7

ventas@chinasaikang.com

www.saikangmedical.com



Video de empresa



catalogo general