



SKH006C

## CARRO para instrumentos

Código de registro: SKM-B



## Hoja de datos del producto

SKH006C

### Características y destacados

### Parámetros técnicos

• Tamaño (LxAnxAI) 670×450×900 milímetros

### Configuración técnica

Rueda de 3" 4 piezas



#### Estructura

Estructura de desmontaje, ahorra volumen.



#### Material

Estructura de acero inoxidable con superficie pulida tipo espejo, baosteel de Fortune Global 500.



#### Dimensión

Tamaño: 670×450×900 mm, el cuerpo es ligero y fácil de mover.



#### Carril lateral

Las barandillas en tres lados en cada capa evitan la caída de artículos durante la implementación.



#### Mango

Mango de empuje, fácil de mover el carro.



#### Castor

Rueda de poste abultada de 3", dos con frenos, fácil de instalar, estable y suave.





Innovación constante



Diseño



Investigación



Fabricación



Mantenimiento



Servicio



Sucursales en todo el mundo

EE.UU

Tecnología médica Saikang, Inc.  
17800 Castleton St Ste 180,  
Ciudad de Industry, 91748, California.  
Tel.: +1 949648 2776

Reino Unido

Reino Unido Healthward International Ltd.  
Departamento 111, 196 High Road  
Wood Green, N22 8HH, Londres.  
Tel.: +44 2032399738

Rusia

Saikang Medical Rusia LLC  
Truda 174,  
454080 Cheliábinsk.  
Tel.: +7 (351) 214 5566 / 8811 / 1516

este de Africa

Saikang Soluciones Médicas Ltd.  
Unidad 3 del complejo Viraj,  
Mombasa Road, PO Box 14262-00800, Nairobi  
Kenia.  
Tel.: +254 733 704 690

Oriente Medio

Suministros médicos Saikang LLC  
X22-S03 Clúster de Inglaterra,  
Mombasa Road, PO Box 14262-00800, Nairobi  
Emiratos Árabes Unidos.  
Tel.: +20 128 8962497

**SAIKANG** / Medical

Equipo médico Co., Ltd. de Jiangsu Saikang  
Código de existencias: 870098

No. 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · China  
 +86 18021231901 · 24/7  
 ventas@chinasaikang.com  
 www.saikangmedical.com



Video de empresa



catalogo general