



SKH018

CARRO de anestesia

Código de registro: SKM-B



SKH018

Características y destacados

Parámetros técnicos

• Tamaño (LxAxAI)

600x400x850 milímetros

Configuración técnica

Ruedas cubiertas de 4"

4 piezas



Material

Hecho de acero inoxidable de alta resistencia, resistente al agua, ácido, álcali, fuego y fácil de limpiar, no se contamina fácilmente con reactivos, sangre, medicamentos, etc., satisface el desinfectante diario y el control de infecciones con una larga vida útil.



Mesa

Barandilla en tres lados para evitar caídas durante el movimiento.



Cajón

El cajón superior con mango de plástico evita cortes, una cerradura está equipada con dos llaves.



Gabinete

Gabinete inferior de gran capacidad, manija de plástico con cerradura, fácil de almacenar artículos de gran volumen.



Ruedas

4 ruedas de nailon Ø 100 mm con neumáticos que no dejan huella y cojinetes deslizantes, dos de ellas con freno.





Innovación constante



Diseño



Investigación



Fabricación



Mantenimiento



Servicio



Sucursales en todo el mundo

EE.UU

Tecnología médica Saikang, Inc.
17800 Castleton St Ste 180,
Ciudad de Industry, 91748, California.
Tel.: +1 949648 2776

Reino Unido

Reino Unido Healthward International Ltd.
Departamento 111, 196 High Road
Wood Green, N22 8HH, Londres.
Tel.: +44 2032399738

Rusia

Saikang Medical Rusia LLC
Truda 174,
454080 Cheliábinsk.
Tel.: +7 (351) 214 5566 / 8811 / 1516

este de Africa

Saikang Soluciones Médicas Ltd.
Unidad 3 del complejo Viraj, Mombasa
Road, PO Box 14262-00800, Nairobi.
Kenia.
Tel.: +254 733 704 690

Oriente Medio

Suministros médicos Saikang LLC
X22-S03 Clúster de Inglaterra,
Ciudad Internacional, Dubái.
Emiratos Árabes Unidos.
Tel.: +20 128 8962497

SAIKANG / Medical

Equipo médico Co., Ltd. de Jiangu Saikang
Código de existencias: 870098

No. 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · China
 +86 18021231901 · 7
 ventas@chinasaikang.com
 www.saikangmedical.com



Video de empresa



catalogo general