



SKH038-2

Carro de Mayo

Código de registro: SKM-B



SKH038-2

Características y destacados

Parámetros técnicos

• Tamaño (LxAnxAI)	500x350x(870-1300) milímetros
• Tamaño de la bandeja (LxAnxAI)	350x500x48 milímetros

Configuración técnica

ricino	4 piezas
Bandeja	1 PC



Material

Tubo redondo de acero inoxidable de $\Phi 25$ mm, $\Phi 16$ mm, todo el marco utilizó SS de alta calidad con pulido de superficie de espejo.



Artesanía El

robot inteligente importado se utiliza para soldar, alta precisión, sin puntos ciegos, superficie lisa, sin rebabas, hermoso y fuerte, alta capacidad de carga.



Bandeja

Tamaño de la bandeja de acero inoxidable:
Largo 350 x ancho 500 x alto 48 mm.



Castor

Ruedas cubiertas de 3 pulgadas (freno diagonal), flexibles y livianas de conducir, dirección suave, resistentes al desgaste, dos con freno, se pueden frenar fácilmente en cualquier estado.





Constante innovación



Diseño



Investigación



Fabricación



Mantenimiento



Servicio



Sucursales en todo el mundo

EE.UU

Tecnología médica Saikang, Inc.
17800 Castleton St Ste 180,
Ciudad de Industry, 91748, California.
Tel.: +1 949648 2776

Reino Unido

Reino Unido Healthward International Ltd.
Departamento 111, 196 High Road
Wood Green, N22 8HH, Londres.
Tel.: +44 2032399738

Rusia

Saikang Medical Rusia LLC
Truda 174,
454080 Cheliabinsk.
Tel.: +7 (351) 214 5566 / 8811 / 1516

este de Africa

Saikang Soluciones Médicas Ltd.
Unidad 3 del complejo Viraj, Mombasa
Road, PO Box 14262-00800, Nairobi,
Kenia.
Tel.: +254 733 704 690

Oriente Medio

Suministros médicos Saikang LLC
X22-S03 Clúster de Inglaterra,
Ciudad Internacional, Dubái,
Emiratos Árabes Unidos.
Tel.: +20 128 8962497

SAIKANG / Medical

Equipo médico Co., Ltd. de Jiangu Saikang
Código de existencias: 870098

No. 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · China
 +86 18021231901 · 7
 ventas@chinasaikang.com
 www.saikangmedical.com



Video de empresa



catalogo general