



# SKH042

## MESA DE CAMA

**SAIKANG** / Medical

Más

saludable tu vi

# SKH042

## Características y destacados

### Parámetros técnicos

• Tamaño externo (LxAnxAI) 800×410×(730-1130)mm



Telescópico

### Configuración técnica

Resorte neumático para ajuste de altura	1 PC
Tablero de MDF	1 PC

#### Solicitud

La mesa de comedor móvil, la mesita de noche para enfermería, se puede utilizar con varias camas de hospital.



#### Mesa

Tablero de MDF en la parte superior con lado de PVC cubiertas.



#### Ajuste de altura

El sistema de resorte de gas ayuda a que la cubierta de la mesa se mueva hacia arriba y hacia abajo.



#### Marco inferior

El marco inferior está recubierto de acero al carbono y el centro de gravedad es estable.



#### Ruedas

4 ruedas fabricadas con caucho que pueden girar, son cómodas, resistentes al desgaste y se deslizan silenciosamente.





## Innovación constante



Diseño



Investigación



Fabricación



Mantenimiento



Servicio



## Mundial sucursales

### EE.UU

Tecnología médica Saikang, Inc.  
17800 Castleton St Ste 180,  
Ciudad de Industry, 91748, California.  
Tel.: +1 949648 2776

### Reino Unido

Reino Unido Healthward International Ltd.  
Departamento 111, 196 High Road  
Wood Green, N22 8HH, Londres.  
Tel.: +44 2032399738

### Rusia

Saikang Medical Rusia LLC  
Truda 174,  
454080 Cheliabinsk.  
Tel.: +7 (351) 214 5566 / 8811 / 1516

### este de Africa

Saikang Soluciones Médicas Ltd.  
Unidad 3 del complejo Viraj, Mombasa  
Road, PO Box 14262-00800, Nairobi.  
Kenia.  
Tel.: +254 733 704 690

### Oriente Medio

Suministros médicos Saikang LLC  
X22-S03 Clúster de Inglaterra,  
Ciudad Internacional, Dubái.  
Emiratos Árabes Unidos.  
Tel.: +20 128 8962497

# SAIKANG / Medical

Equipo médico Co., Ltd. de Jianguo Saikang  
Código de existencias: 870098

No. 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · China  
 +86 18021231901 ·   
 [ventas@chinasaikang.com](mailto:ventas@chinasaikang.com)  
 [www.saikangmedical.com](http://www.saikangmedical.com)



Video de empresa



catalogo general