



# SKH046-2

MESA DE CAMA



**SAIKANG** / Medical

Sua vida mais  
saudável

## Folha de dados del producto

# SKH046-2

## Recursos y destaques

### Parámetros Técnicos

• Tamanho externo (CxLxA) 890×440×(765-1050)mm



Telescópico

### Configuración técnica

Mola de ar para ajuste de altura

1 PC

Con moldura de ruedas silenciosas, 2 polegadas de diámetro, dos con travões 1pc

**Aplicación**  
Mesa de jantar móvel, mesa de cabeceira de enfermagem, pode ser usada com várias camas de hospital.




**Ajuste de levantamento** O sistema de molas a gás ajuda a cobertura da mesa para cima y para baixo.



**Rodas**  
4 rodas feitos de borracha y podem girar ao redor, conveniente, resistente al desgaste, deslizando silenciosamente.



**Estructura de bancada**  
Tampo de mesa em material ABS, fácil de limpar, compatible com limpeza química. Com porta-copos e borda subindo para proteger a queda. Design de canto redondo, anticolisão e duravel.



**Quadro inferior** La estructura inferior está pulverizada con agua de carbono y el centro de gestión está nivelado.





## CONSTANTE INOVACIÓN



Diseño



pesquisa



fabricación



manutenção



Servicio



## FILIALES EM EL MUNDO ENTERO

### EE.UU

Tecnología médica Saikang, Inc.  
17800 Castleton St Ste 180,  
Ciudad de Industry, 91748, California.  
Tel.: +1 949648 2776

### Reino Unido

Reino Unido Healthward International Ltd.  
Departamento 111, 196 High Road  
Wood Green, N22 8HH, Londres.  
Tel.: +44 2032399738

### Rusia

Saikang Medical Rusia LLC  
Truda 174,  
454080 Cheliabinsk.  
Tel.: +7 (351) 214 5566 / 8811 / 1516

### este de Africa

Saikang Soluciones Médicas Ltd.  
Unidad 3 del complejo Viraj, Mombasa  
Road, PO Box 14262-00800, Nairobi.  
Kenia.  
Tel.: +254 733 704 690

### Oriente Medio

Suministros médicos Saikang LLC  
X22-S03 Clúster de Inglaterra,  
Ciudad Internacional, Dubái.  
Emiratos Árabes Unidos.  
Tel.: +20 128 8962497

# SAIKANG / Medical

Equipo médico Co., Ltd. de Jiangu Saikang  
Código de existencias: 870098

No. 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · China  
 +86 18021231901 · 7  
 [ventas@chinasaikang.com](mailto:ventas@chinasaikang.com)  
 [www.saikangmedical.com](http://www.saikangmedical.com)



Video de empresa



catalogo general