



SKH049

Inoxidable
Pantalla de acero



SAIKANG Medical

Más

saludable tu vi

SKH049

Características y destacados

Parámetros técnicos

• Tamaño (LxAn) 2000×1870 milímetros

Diseño

Cuatro pliegues con cortinas, fáciles de mover y almacenar, fáciles de instalar y usar.



Configuración técnica

ricino 7 piezas

Material

Material metálico de acero inoxidable grueso, no es fácil de deformar ni agrietar.



Tela

Utilizando material de tela de seda de nailon, suave al tacto, con buena resistencia al calor y transpirable, no se decolora después del lavado.



Color

Número de color de la tela: 302 (tela de pantalla azul).



Conexión asegurada

La conexión de marcas famosas garantiza la apertura y el cierre 100.000 veces.



Ruedas

de 2" (4 con freno, 3 sin freno).





Innovación
constante



Diseño



Investigación



Fabricación



Mantenimiento



Servicio



Sucursales en
todo el mundo

EE.UU

Tecnología médica Saikang, Inc.
17800 Castleton St Ste 180,
Ciudad de Industry, 91748, California.
Tel.: +1 949648 2776

Reino Unido

Reino Unido Healthward International Ltd.
Departamento 111, 196 High Road
Wood Green, N22 8HH, Londres.
Tel.: +44 2032399738

Rusia

Saikang Medical Rusia LLC
Truda 174,
454080 Cheliabinsk.
Tel.: +7 (351) 214 5566 / 8811 / 1516

este de Africa

Saikang Soluciones Médicas Ltd.
Unidad 3 del complejo Viraj, Mombasa
Road, PO Box 14262-00800, Nairobi.
Kenia.
Tel.: +254 733 704 690

Oriente Medio

Suministros médicos Saikang LLC
X22-S03 Clúster de Inglaterra,
Ciudad Internacional, Dubái.
Emiratos Árabes Unidos.
Tel.: +20 128 8962497

SAIKANG Medical

Equipo médico Co., Ltd. de Jiangsu Saikang
Código de existencias: 870098

📍 No. 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · China
☎ +86 18021231901 · 📞
✉ ventas@chinasaikang.com
🌐 www.saikangmedical.com



Video de empresa



catalogo general