



SKP006

Colchón de aire



SKP006

Características y destacados

Colchón

• Disposición	Almohadilla de burbujas de 2.5"
• Materiales	PVC de grado médico
• Dimensión	2000×900×70mm
• Peso	3 kilos

Bomba

Eléctrico	CA 220-240 V/100-120 V, 50 HZ/60 HZ
Salida de aire	4L/minuto
Rango de presión	12kPa(90mmHg)
Tiempo del ciclo:	5-6 minutos



Diseño

La burbuja fluctúa alternativamente, se infla y desinfla alternativamente, realizando ciclos cada 6 minutos para evitar úlceras por decúbito sin darse la vuelta.



Colchón de burbujas

Los airbags elásticos están dispuestos muy juntos y los puntos de tensión del cuerpo son más uniformes y dispersos. Es ventilado y transpirable, seco y cómodo, y el aire circula de forma natural, no congestionado, para evitar el crecimiento de bacterias.



Material

Material médico, suave y cómodo, transpirable y agradable para la piel, impermeable y resistente a la suciedad, respetuoso con el medio ambiente e insípido.



Bomba de aire inteligente

El diseño silencioso es menor o igual a 45 decibelios, presión inteligente, puede ajustar libremente la suavidad y dureza del colchón de aire según las necesidades.



Ángulo

Se puede doblar libremente desde múltiples ángulos para satisfacer las necesidades de volteo. También se puede plegar para guardarlo.



Vía aérea

Doble circulación de la vía aérea, el masaje de ondas es más cómodo, ventilación por circulación, circulación de aire natural.



Opresión

Buen sellado, termosellado integrado, sin grietas ni fugas de aire.



El ahorro de energía

Operación estable y confiable, que ahorra energía y ahorra energía, durante 24 horas, solo un kilovatio hora durante 5 días.





Innovación constante



Diseño



Investigación



Fabricación



Mantenimiento



Servicio



Sucursales en todo el mundo

EE.UU

Tecnología médica Saikang, Inc.
17800 Castleton St Ste 180,
Ciudad de Industry, 91748, California.
Tel.: +1 949648 2776

Reino Unido

Reino Unido Healthward International Ltd.
Departamento 111, 196 High Road
Wood Green, N22 8HH, Londres.
Tel.: +44 2032399738

Rusia

Saikang Medical Rusia LLC
Truda 174,
454080 Cheliábinsk.
Tel.: +7 (351) 214 5566 / 8811 / 1516

este de Africa

Saikang Soluciones Médicas Ltd.
Unidad 3 del complejo Viraj, Mombasa
Road, PO Box 14262-00800, Nairobi,
Kenia.
Tel.: +254 733 704 690

Oriente Medio

Suministros médicos Saikang LLC
X22-S03 Clúster de Inglaterra,
Ciudad Internacional, Dubái.
Emiratos Árabes Unidos.
Tel.: +20 128 8962497

SAIKANG / Medical

Equipo médico Co., Ltd. de Jiangu Saikang
Código de existencias: 870098

No. 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · China
 +86 18021231901 · 7
 ventas@chinasaikang.com
 www.saikangmedical.com



Video de empresa



catalogo general