



SKR-CT750-1

carro de tratamiento

Código de registro: SKM-B



Ficha de producto

SKR-CT750-1

Características y puntos destacables

Parámetros técnicos

- Tamaño (LxAxA): 750x475x920mm
- Ruedas: 125 milímetros



Material

Estructura interior de acero y aluminio, exterior de ABS y materiales antibacterianos, fácil de limpiar.



Mesa de mesa

Barandillas en la parte superior de la carretilla es de acero inoxidable, el tablero de mesa con vidrio blando, evitando las posibles caídas durante el movimiento.



Agarradero

Con agarradero en ambos lados, es conveniente para el uso del médico personal.



cajón

Gavetas con 3*3 compartimentos de abs en el interior, que se pueden separar libremente según sea necesario.



Tarjetero

Tarjetero de la gaveta: las tarjetas insertadas desde abajo, fácil de mantenerla limpia.



Bandeja

Hay una bandeja en el medio, Tamaño: L475 W355 Alto 68 mm.



Ruedas

Ruedas universales silenciosas de alta calidad, flexibles y ligeras de manejo, dirección suave, resistentes al desgaste, dos con freno, se pueden frenar fácilmente en cualquier estado.



cubo de basura

Con dos cubos de basura para clasificar los residuos.





INNOVACIÓN CONSTANTE



Diseño



Investigación



fabricacion



Mantenimiento



Servicio



SUCURSALES EN EL MUNDO

EE.UU.

Tecnología médica Saikang, Inc.
17800 Castleton St Ste 180,
Ciudad de Industry, 91748, California.
Tel.: +1 949648 2776

Reino Unido

Reino Unido Healthward International Ltd.
Departamento 111, 196 High Road
Wood Green, N22 8HH, Londres.
Tel.: +44 2032399738

rusia

Saikang Medical Rusia LLC
Truda 174,
454080 Cheliabinsk.
Tel.: +7 (351) 214 5566 / 8811 / 1516

África oriental

Saikang Soluciones Médicas Ltd.
Unidad 3 del complejo Viraj, Mombasa
Road, PO Box 14262-00800, Nairobi,
Kenia.
Tel.: +254 733 704 690

Medio Oriente

Suministros médicos Saikang LLC
X22-S03 Clúster de Inglaterra,
Ciudad Internacional, Dubái,
Emiratos Árabes Unidos.
Tel.: +20 128 8962497

SAIKANG / Medical

Equipo médico Co., Ltd. de Jianguo Saikang
Código de existencias: 870098

No. 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · China
 +86 18021231901 /7
 export@saikangmedical.com
 www.saikangmedical.com



Video de empresa



catalogo general