



# SKR-ET625

## CARRO DE EMERGENCIA

Código de registro: SKM-B



# SKR-ET625

## Características y destacados

### Parámetros técnicos

• Tamaño (LxAnxAI)	625×475×930 milímetros
--------------------	------------------------

### Configuración técnica

Portasueros	1 PC.
Estante lateral deslizante	1 PC.
tablero de RCP	1 PC.
Cesto para el polvo	1 PC.
Contenedor de utilidad	1 PC.
bote de basura	2 uds.
Ruedas	4 piezas.
Cerradura central	1 juego
Toma de corriente	1 PC.
Estante para desfibrilador	1 PC.
Portabotellas de oxígeno	1 PC.



#### Columna con recubrimiento en polvo

Haga que la estructura del carro sea más estable y firme.



#### Mesa

Barandilla lateral de acero inoxidable, evita posibles caídas durante el movimiento del carro.



#### Cajones

Cajón pequeño de 1 a 3 capas, cajón medio del cuarto piso, cajón grande del quinto piso, puede colocar diferentes tamaños de cajas de medicamentos y otros materiales médicos, y está equipado con cerradura de control central.



#### Bandeja deslizante

Encimera extensible lateralmente.



#### Caja de archivo

Caja de archivos adjunta lateral, para guardar documentos.



#### Cesta de basura

Es fácil colocar algunos archivos sobre registros de pacientes.



Divisores interiores de cajones con inserciones de ABS en el interior, que se pueden separar libremente según sea necesario.



Titular de la tarjeta del cajón  
Inserto de tarjeta desde la parte inferior, fácil de mantener limpio.



Construcción resistente  
Ruedas montadas en la misma línea vertical que el carro de cuatro columnas, más estable.



Junta de RCP  
Se utiliza para salvar a un paciente en una emergencia.



Soporte para desfibrilador  
La superficie de la placa está hecha de material ABS virgen. La posición del portasueros y del desfibrilador se puede intercambiar para facilitar su uso.



Bote de basura  
Hay dos cubos de basura ABS en la carrocería del automóvil, diferentes colores pueden distinguir diferentes tipos de suciedad.



Castor  
4 ruedas de nailon de Ø100 mm con neumáticos que no dejan huella y cojinetes deslizantes, dos de ellas con freno.



Cable de alimentación  
Cable de alimentación y enchufes desmontables.



Soporte para cilindro de oxígeno  
Portabotellas de oxígeno insertado, cinturones fijados al cuerpo principal del carro.



Portasueros  
Portasueros oculto ajustable en altura, 4 ganchos, diámetro 25 mm.







## Innovación constante



Diseño



Investigación



Fabricación



Mantenimiento



Servicio



## Mundial sucursales

### EE.UU

Tecnología médica Saikang, Inc.  
17800 Castleton St Ste 180,  
Ciudad de Industry, 91748, California.  
Tel.: +1 949648 2776

### Reino Unido

Reino Unido Healthward International Ltd.  
Departamento 111, 196 High Road  
Wood Green, N22 8HH, Londres.  
Tel.: +44 2032399738

### Rusia

Saikang Medical Rusia LLC  
Truda 174,  
454080 Cheliabinsk.  
Tel.: +7 (351) 214 5566 / 8811 / 1516

### este de Africa

Saikang Soluciones Médicas Ltd.  
Unidad 3 del complejo Viraj, Mombasa  
Road, PO Box 14262-00800, Nairobi.  
Kenia.  
Tel.: +254 733 704 690

### Oriente Medio

Suministros médicos Saikang LLC  
X22-S03 Clúster de Inglaterra,  
Ciudad Internacional, Dubái.  
Emiratos Árabes Unidos.  
Tel.: +20 128 8962497

# SAIKANG / Medical

Equipo médico Co., Ltd. de Jiangu Saikang  
Código de existencias: 870098

No. 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · China  
 +86 18021231901 · 7  
 [ventas@chinasaikang.com](mailto:ventas@chinasaikang.com)  
 [www.saikangmedical.com](http://www.saikangmedical.com)



Video de empresa



catalogo general