



# SKS007-3

Mesita de noche de ABS+acero



## Hoja de datos del producto

SKS007-3

### Características y destacados

### Parámetros técnicos

• Tamaño (LxAnxAI) 440x460x810 milímetros

### Configuración técnica

ricino

4 piezas



#### Material

El armario, el cajón y la puerta están fabricados en acero laminado en frío de alta calidad de 1 mm, y la encimera y las mesas del comedor están fabricadas en ABS.



#### Ganchos para toallas

Colgadores de toallas en los dos lados del gabinete, que pueden ser ajustables, colgadores de toallas de acero inoxidable, resistentes, antioxidantes y fáciles de limpiar.



#### Gabinete

El conjunto tiene un cajón y un mueble, en el lado izquierdo del mueble se puede colocar un termo, y en el lado derecho se divide en capas superior e inferior.



#### Manejas

El cajón y la puerta están equipados con tiradores de aleación de aluminio.



#### Ruedas

Equipado con ruedas de doble cara de 2 pulgadas: 2 con freno, 2 sin freno.





Innovación constante



Diseño



Investigación



Fabricación



Mantenimiento



Servicio



Mundial

sucursales

Sucursal Sudamérica

Saikang Medical Technology, Inc.  
W3400 Corrientes, Argentina  
TELÉFONO: +55 (11) 2758-0438  
Calle Universal, Hollywood,  
San Bernardo del Campo,  
Brasil  
TELÉFONO: +55 (11) 2758-0438

Sucursal de África Oriental

Saikang Medical Technology Ltd  
Entresuelo, Torre Taj,  
colina superior, nairobi, Kenia  
TELÉFONO: +254714084806

Sucursal del Sudeste Asiático

Saikang Medical Technology Ltd  
Subdistrito de Sala Thammasop  
deshielo  
Distrito de Watthana  
Bangkok, Tailandia  
TELÉFONO: +66 642741046

Sucursal del Reino Unido

Reino Unido Healthward  
International Limited  
DEPARTAMENTO 111,  
196 High Road Madera Verde,  
Londres, N22 8HH  
Reino Unido  
TELÉFONO: +31 0202111106

Sucursal de Rusia

LLC 'SAIKANG'  
454004, Federación de Rusia,  
Cheliábinsk,  
Universitetskaya Naberezhnaya,  
Rusia  
TELÉFONO: +7 (919)300-00-06

Sucursal del Medio Oriente

Suministros médicos Saikang  
(Medio Oriente) LLC  
Musafá  
PO Box 53200, Abu Dabi, Emiratos Árabes  
Unidos  
Teléfono: +971 585710652

**SAIKANG** / Medical

Equipo médico Co., Ltd. de Jiangsu Saikang  
Código de existencias: 870098

No. 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · China  
+86 18021231901 · 24/7  
export@saikangmedical.com  
www.saikangmedical.com



Video de empresa



catalogo general