



# A205

## Manual Tabla de operaciones

Código de registro: SKL-A



# A205

## Características y destacados

### Parámetros técnicos

• Tamaño externo (LxAnxAI):	2000x480x(700-960)mm
• Placa de cabeza arriba/abajo:	45°/90°
• Placa trasera arriba:	0-80°
• Placa de piernas hacia abajo:	0-90°
• Carga de trabajo segura:	150 kilos

### Configuración técnica

Soporte para brazos	2 piezas
Soporte para las piernas	2 piezas
Soporte para el cuerpo	2 piezas
Soporte para hombros	2 piezas
Pantalla anestésica	1 PC

### Funciones profesionales




### Material

La estructura de la base está hecha de acero inoxidable 304 de alta calidad, soldada por robot con alta resistencia y apariencia moderna. El tablero de la mesa está hecho de acero mediante pintura epoxi, pruebas antibacteriales ASTM.



### Colchón

Colchón desenfundable con memoria. Buena resiliencia, antiestática, antibacteriana, resistente a impactos.



### Sistema de control

Todas las funciones son controladas manualmente mediante tornillo y cremallera.



### Estructura

Estructura mecánica completa. Mantenimiento sencillo, baja tasa de fallos.



### tabla de piernas

El tablero para las piernas se puede plegar hacia abajo ajustando el asa pequeña. Tabla de piernas bajada: máx. a 90°.



### Brazo



### Marco de anestesia



### muletas para las piernas



### Soporte de hombro



### Partidario del cuerpo





Innovación constante



Diseño



Investigación



Fabricación



Mantenimiento



Servicio



Sucursales en todo el mundo

EE.UU

Tecnología médica Saikang, Inc.  
17800 Castleton St Ste 180,  
Ciudad de Industry, 91748, California.  
Tel.: +1 949648 2776

Reino Unido

Reino Unido Healthward International Ltd.  
Departamento 111, 196 High Road  
Wood Green, N22 8HH, Londres.  
Tel.: +44 2032399738

Rusia

Saikang Medical Rusia LLC  
Truda 174,  
454080 Cheliabinsk.  
Tel.: +7 (351) 214 5566 / 8811 / 1516

este de Africa

Saikang Soluciones Médicas Ltd.  
Unidad 3 del complejo Viraj, Mombasa  
Road, PO Box 14262-00800, Nairobi.  
Kenia.  
Tel.: +254 733 704 690

Oriente Medio

Suministros médicos Saikang LLC  
X22-S03 Clúster de Inglaterra,  
Ciudad Internacional, Dubái.  
Emiratos Árabes Unidos.  
Tel.: +20 128 8962497

**SAIKANG** / Medical

Equipo médico Co., Ltd. de Jianguo Saikang  
Código de existencias: 870098

📍 No. 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · China  
☎️ +86 18021231901 · 🗨️  
✉️ ventas@chinasaikang.com  
🌐 www.saikangmedical.com



Video de empresa



catalogo general