



# SKR058-NT

## CARRO DE ENFERMERÍA



# SKR058-NT

SAIKANG MEDICAL

## CARACTERÍSTICAS Y PUNTOS DESTACABLES

### Material

El material ABS es un innovador plástico de ingeniería. Antibacteriano, a prueba de humedad, anticorrosión, resistente al desgaste, no tóxico e insípido, nunca se oxida. Lavable y fácil de limpiar.



#### Diseño

El diseño y la producción en general son exquisitos, el estilo y la combinación de colores son razonables, la instalación es simple y la estructura es estable y duradera.



#### Cajón

El diseño del cajón de siete capas con pequeños compartimentos en el medio puede acomodar múltiples tipos de artículos, con una clasificación poderosa y un acceso fácil y conveniente a los artículos.



#### Compartimento del cajón

El interior del cajón está equipado con rejillas de medicamentos clasificados de acrílico transparente, que se pueden utilizar para clasificar y colocar medicamentos de primeros auxilios. Las rejillas de medicamentos se pueden combinar libremente.

### Parámetros técnicos

▪ Dimensiones totales	680L x 640P x 1150Amm
▪ Ruedas	5 "dos ruedas con freno, dos sin freno
▪ Tamaño de la mesa de trabajo	340x250mm
▪ Embalaje	820x650x1150 mm
▪ Peso del Producto	65 Kg

### Configuración técnica


- Sistema de división de cajones
- Bote de basura con tapa
- Ruedas direccionales silenciosas
- Manija sellada

### Accessories




#### Diapositiva del cajón

El cajón utiliza correderas de amortiguación silenciosa de tres secciones de alta resistencia. Cuando el cajón se cierra a la distancia final, la presión hidráulica ralentiza la velocidad y reduce la fuerza de impacto, creando un efecto de cierre cómodo.




#### Mesa de trabajo

El carro está equipado con una mesa de trabajo plegable, que se puede utilizar para escribir; Tamaño de la mesa de trabajo: 340\*250 mm;



#### Mango sellado

El carro está equipado con un asa sellada, que puede bloquear cinco cajones al mismo tiempo.



#### Ruedas

En la parte inferior, utiliza dos frenos silenciosos de 5 pulgadas, ruedas silenciosas anti-bobinado de alta gama, lo que permite un movimiento flexible y una alta capacidad de carga.

Video de producto (escanear / pulsar código QR)





## INNOVACIÓN CONSTANTE



Diseño



Investigación



Fabricación



Mantenimiento



Servicio



## SUCURSALES EN EL MUNDO

### EE.UU.

#### Saikang Medical Technology, Inc

W3400 Corrientes, Argentina  
TEL: +55 (11) 2758-0438  
Rua Universal, Hollywood,  
São Bernardo do Campo,  
Brazil  
TEL: +55 (11) 2758-0438

### África Oriental

#### Saikang Medical Technology Ltd

Mezzanine Floor, Taj Tower,  
upper hill, nairobi, Kenya  
TEL: +254714084806

### Sucursal del sudeste asiático

#### Saikang Medical Technology Ltd

Sala Thammasop Subdistrict  
Thawi  
Watthana District  
Bangkok Thailand  
TEL: +66 642741046

### Reino Unido

#### Uk Healthward International Limited

DEPT 111,  
196 High Road Wood Green,  
London, N22 8HH  
United Kingdom  
TEL: +31 (0) 202111106

### Rusia

#### LLC 'SAIKANG'

454004, Russian Federation,  
Chelyabinsk,  
Universitetskaya  
Naberezhnaya, Russia  
TEL: +7 (919)300-00-06

### Oriente Medio

#### Saikang Medical Supplies (Mid East) LLC

Musaffah  
P.O Box 53200, Abu Dhabi,  
UAE  
Tel: +971 585710652

# SAIKANG / Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.  
STOCK CODE: 870098

📍 No. 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · China

☎ +86 18021231901 · 📞 24/7

✉ export@saikangmedical.com

🌐 www.saikangmedical.com



Company video



Catálogo general