



# SKH036

## Acero inoxidable Lavabo

Código de registro: SKM-B



# SKH036

## Características y destacados


### Parámetros técnicos

• Tamaño (AnxPxAl)


1800×600×1100 milímetros



Tamaño: 600 (ancho) × 600 (profundidad) × 1100 (alto) mm



Tamaño: 1800 (ancho) × 600 (profundidad) × 1100 (alto) mm



Tamaño: 2400 (ancho) × 600 (profundidad) × 1100 (alto) mm

### Configuración técnica

Calentador de agua	1 PC
Control del agua	2 piezas
Caja de jabón	1 PC
Filtrar	2 piezas



#### Material

Material completo de acero inoxidable, baosteel de Fortune Global 500.



#### Calentador de agua

Con calentador de agua para ajustar fácilmente la temperatura confortable.



#### control de agua

Sensor de control de grifo encendido/apagado de agua.




#### caja de jabón

Caja de jabón con control de grifo Señor.



#### Filtrar

Filtro extraíble, más conveniente para limpiar la basura.





Innovación constante



Diseño



Investigación



Fabricación



Mantenimiento



Servicio



Sucursales en todo el mundo

EE.UU

Tecnología médica Saikang, Inc.  
17800 Castleton St Ste 180,  
Ciudad de Industry, 91748, California.  
Tel.: +1 949648 2776

Reino Unido

Reino Unido Healthward International Ltd.  
Departamento 111, 196 High Road  
Wood Green, N22 8HH, Londres.  
Tel.: +44 2032399738

Rusia

Saikang Medical Rusia LLC  
Truda 174,  
454080 Cheliábinsk.  
Tel.: +7 (351) 214 5566 / 8811 / 1516

este de Africa

Saikang Soluciones Médicas Ltd.  
Unidad 3 del complejo Viraj, Mombasa  
Road, PO Box 14262-00800, Nairobi,  
Kenia.  
Tel.: +254 733 704 690

Oriente Medio

Suministros médicos Saikang LLC  
X22-S03 Clúster de Inglaterra,  
Ciudad Internacional, Dubái.  
Emiratos Árabes Unidos.  
Tel.: +20 128 8962497

**SAIKANG** / Medical

Equipo médico Co., Ltd. de Jiangu Saikang  
Código de existencias: 870098

No. 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · China  
 +86 18021231901 · 7  
 ventas@chinasaikang.com  
 www.saikangmedical.com



Video de empresa



catalogo general