



SKR-J10

Paciente Carro de monitores

Código de registro: SKM-A



SKR-J10

Características y destacados

Parámetros técnicos

• Tamaño (LxAnxAI) 505x430x950 milímetros

Configuración técnica

Canasta Grande	1 PC
Bandeja	1 PC
Castor	4 piezas



Columna

Columna de aleación de aluminio, la mesa de equipamiento superior.



Soporte para computadora

Conciso y compacto para pacientes de 13", monitor carga de la mesa de propuestas 15 kg.



Cesta grande

Con una canasta en la parte posterior, productos fáciles de colocar, el plástico ecológico no es tóxico y es fácil de limpiar.



Bandeja

Bandeja de ABS incorporada, tamaño de la bandeja de ABS: 388 mm (largo) x 238 mm (ancho) x 50 mm (alto), la altura de la bandeja ABSI sobre el suelo es de 579,8 mm.



Base

La base es una estructura metálica de alta calidad recubierta de ABS, que se caracteriza por su estabilidad y fácil mantenimiento.



Ruedas 4

ruedas de doble cara de 75 mm, cada una con freno.





Innovación constante



Diseño



Investigación



Fabricación



Mantenimiento



Servicio



Sucursales en todo el mundo

EE.UU

Tecnología médica Saikang, Inc.
17800 Castleton St Ste 180,
Ciudad de Industry, 91748, California.
Tel.: +1 949648 2776

Reino Unido

Reino Unido Healthward International Ltd.
Departamento 111, 196 High Road
Wood Green, N22 8HH, Londres.
Tel.: +44 2032399738

Rusia

Saikang Medical Rusia LLC
Truda 174,
454080 Cheliábinsk.
Tel.: +7 (351) 214 5566 / 8811 / 1516

este de Africa

Saikang Soluciones Médicas Ltd.
Unidad 3 del complejo Viraj, Mombasa
Road, PO Box 14262-00800, Nairobi,
Kenia.
Tel.: +254 733 704 690

Oriente Medio

Suministros médicos Saikang LLC
X22-S03 Clúster de Inglaterra,
Ciudad Internacional, Dubái.
Emiratos Árabes Unidos.
Tel.: +20 128 8962497

SAIKANG / Medical

Equipo médico Co., Ltd. de Jianguo Saikang
Código de existencias: 870098

📍 No. 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · China
☎️ +86 18021231901 · 🗣️
✉️ ventas@chinasaikang.com
🌐 www.saikangmedical.com



Video de empresa



catalogo general