



# SKR021-8

## CASO HISTORIAL CARRO

Código de registro: SKM-B



# SKR021-8

## Características y destacados

### Parámetros técnicos

• Tamaño (LxAnxA) 750×410×950 milímetros

### Configuración técnica

Cajón	2 piezas
Castor	4 piezas

### Material

Material del cuerpo fabricado en ABS; Cojinete de columna de acero con recubrimiento en polvo.



### Mesa

Parte superior moldeada por inyección de ABS, con agarre y lados más altos para evitar que los artículos se vuelquen. Con reposabrazos a ambos lados.



### Cerradura Central

Almacenamiento impreso con etiqueta para categoría. Con cerradura central. Con 50 titulares para casos de registro.



### Castor

Ruedas silenciosas de lujo, con 2 ruedas bloqueables, detenibles en cualquier momento, estructura robusta, ruedas de dirección universal.



### Cajón

Con 1 cajón, altura exterior de 115 mm, dimensión interior de 213×312×85 mm.





Innovación constante



Diseño



Investigación



Fabricación



Mantenimiento



Servicio



Sucursales en todo el mundo

EE.UU

Tecnología médica Saikang, Inc.  
17800 Castleton St Ste 180,  
Ciudad de Industry, 91748, California.  
Tel.: +1 949648 2776

Reino Unido

Reino Unido Healthward International Ltd.  
Departamento 111, 196 High Road  
Wood Green, N22 8HH, Londres.  
Tel.: +44 2032399738

Rusia

Saikang Medical Russia LLC Truda  
174, 454080  
Chelyabinsk.  
Tel.: +7 (351) 214 5566 / 8811 / 1516

este de Africa

Saikang Soluciones Médicas Ltd.  
Unidad 3 del complejo Viraj, Mombasa  
Road, PO Box 14262-00800, Nairobi.  
Kenia.  
Tel.: +254 733 704 690

Oriente Medio

Saikang Medical Supplies LLC X22-S03  
England Cluster, International  
City, Dubai.  
Emiratos Árabes Unidos.  
Tel.: +20 128 8962497

**SAIKANG** / Medical

Equipo médico Co., Ltd. de Jiangu Saikang  
Código de existencias: 870098

📍 No. 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · China  
☎️ +86 18021231901 · 🗨️  
✉️ ventas@chinasaikang.com  
🌐 www.saikangmedical.com



Video de empresa



catalogo general