



# SKR022

## CASO HISTORIAL CARRO

Código de registro: SKM-B



# SKR022

## Características y destacados

### Parámetros técnicos

• Tamaño (LxAxAI) 450×410×950 milímetros

### Configuración técnica

Cajón	1 PC
ricino	4 piezas

### Material

Material del cuerpo fabricado en ABS; Cojinete de columna de acero con recubrimiento en polvo.



### Mesa

Parte superior moldeada por inyección de ABS, con agarre y lados más altos para evitar que los artículos se vuelquen. Con reposabrazos a ambos lados.



### Cerradura Central

Almacenamiento impreso con etiqueta para categoría. Con cerradura central. Con 25 titulares para casos de registro.



### Castor

Ruedas silenciosas de lujo, con 2 ruedas bloqueables, detenibles en cualquier momento, estructura robusta, ruedas de dirección universal.



### Cajón

Con un cajón pequeño.





Innovación constante



Diseño



Investigación



Fabricación



Mantenimiento



Servicio



Sucursales en todo el mundo

EE.UU

Tecnología médica Saikang, Inc.  
17800 Castleton St Ste 180,  
Ciudad de Industry, 91748, California.  
Tel.: +1 949648 2776

Reino Unido

Reino Unido Healthward International Ltd.  
Departamento 111, 196 High Road  
Wood Green, N22 8HH, Londres.  
Tel.: +44 2032399738

Rusia

Saikang Medical Russia LLC Truda  
174, 454080  
Chelyabinsk.  
Tel.: +7 (351) 214 5566 / 8811 / 1516

este de África

Saikang Soluciones Médicas Ltd.  
Unidad 3 del complejo Viraj, Mombasa  
Road, PO Box 14262-00800, Nairobi.  
Kenia.  
Tel.: +254 733 704 690

Oriente Medio

Saikang Medical Supplies LLC X22-S03  
England Cluster, International  
City, Dubai.  
Emiratos Árabes Unidos.  
Tel.: +20 128 8962497

**SAIKANG** / Medical

Equipo médico Co., Ltd. de Jiangu Saikang  
Código de existencias: 870098

No. 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · China  
 +86 18021231901 ·   
 ventas@chinasaikang.com  
 www.saikangmedical.com



Video de empresa



catalogo general