


BIOBASE[®]

Incubator & Oven



Version 2021

About Us

BIOBASE group, the professional manufacturer for Laboratory and Medical equipment. During long term friendly bilateral cooperation relationship with customers, BIOBASE is always being trusted. The customers purchase BIOBASE made goods, at the mean time, more and more customers are willing to buy a variety of goods from BIOBASE.

In order to satisfy customers demand and ensure customers' benefit, BIOBASE made field trip to many suppliers in China, controlled the product quality strictly in stead of customers, as well as strived from the suppliers to get competitive pricing. Recently, BIOBASE has confirmed many OEM partners and will keep searching for more suppliers upon customers' request.

BIOBASE provide one-stop procurement solution which can not only reduce the resoucing cost, but also can ensure good quality and sufficient after-sale service.

In addition, any abroad strong manufacturer is welcomed to contact us, we can work together to open China market through BIOBASE China.



ISO9001



ISO13485



ISO14001



CE



HORNO DE SECADO DE AIRE FORZADO



APLICACIONES

Este producto es usado para el secado, desinfección, derretimiento de cera y esterilización de equipos no explosivos, volátiles ni inflamables. Por ejemplo, el secado de muestras experimentales, alimentos, cristalería, endurecimiento térmico, desnaturalización térmica, ablandamiento térmico, eliminación de humedad de sustancias químicas; esterilización de calor seco de utensilios y utensilios en bioingeniería, envejecimiento y secado de componentes electrónicos. Uso amplio en biofarmacéuticas, empresas, investigación científica, procesadoras de alimentos, centros médicos, laboratorios, centros de enseñanza, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Pantalla de temperatura cristal líquida LCD, con función de calibración de desviación de temperatura.
- El diseño único del ducto de aire asegura la uniformidad y la estabilidad de la temperatura en el área de trabajo.
- Alarma de sobre temperatura y función de alarma de detección de fallas automática.
- Switch del ventilador independiente, le permite decidir cuándo abrir la convección según las necesidades de calentamiento.
- Recámara de acero inoxidable 304 de alta calidad.
- Ruedas maestras de pie opcionales están disponibles para un movimiento conveniente.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Modelo	BJPX-HGZ45	BJPX-HGZ54	BJPX-HGZ75	BJPX-HGZ88
Capacidad (litros)	45	54	75	88
Rango de temperatura	TA + 10°C~300°C			
Precisión de temperatura	0.1°C			
Uniformidad de temperatura	≤Máxima temperatura. ±2.5%			
Modo de circulación	Calefacción trasera, convección forzada			
Rango de tiempo	0~9999min/h			
Cantidad de estantes	2	2	2	3
Pantalla	LCD			
Material externo	Carcasa de acero al carbono Q235-A			
Aislante	Algodón de fibra de vidrio			
Fuente de alimentación	220V±10% 50/60Hz o 110V±10%			
Dimensiones internas (mm)	370*340*358	370*340*349	463*463*352	500*490*361
Dimensiones externas (mm)	596*635*510	596*635*610	691*635*615	727*650*666
Dimensiones paquete (mm)	690*700*660	690*700*760	785*700*765	820*720*810
Peso bruto (Kg)	40	43.5	47	50.5

Modelo	BJPX-HGZ138*	BJPX-HGZ160	BJPX-HGZ225	BJPX-HGZ270
Capacidad (litros)	138	160	225	270
Rango de temperatura	TA + 10°C~300°C			
Precisión de temperatura	0.1°C			
Uniformidad de temperatura	≤Máxima temperatura. ±2.5%			
Modo de circulación	Calefacción trasera, convección forzada			
Rango de tiempo	0~9999min/h			
Cantidad de estantes	3	3	3	3
Pantalla	LCD			
Material externo	Carcasa de acero al carbono Q235-A			
Aislante	Algodón de fibra de vidrio			
Fuente de alimentación	220V±10% 50/60Hz o 110V±10%			
Dimensiones internas (mm)	555*555*453	558*578*500	562*748*508	664*700*600
Dimensiones externas (mm)	781*725*705	785*793*764	826*780*900	891*891*876
Dimensiones paquete (mm)	871*795*850	871*865*910	920*940*1050	990*960*1020
Peso bruto (Kg)	60	68.5	77	86.5

*Potencia: 1500W

BIOBASE GROUP

Add: No.9 Gangxing Road, High-tech Zone,
Jinan City, Shandong Province, China
Tel: +86-531-81219801/03 Fax: +86-531-81219804
E-mail: export@biobase.com
Website: www.biobase.cc / www.biobase.com



BIOBASE CHINA



BIOBASE CHINA



BIOBASE CHINA