

5±3°C

Congelador vertical de laboratorio



Modelo: BPR-5V1500

Datos técnicos

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Modelo | BPR-5V1500 |
| Capacidad | 1500 Litros |
| Tipo de gabinete | Vertical |
| Clase climática | N |
| Tipo de enfriamiento | Refrigeración por aire forzado |
| Modo de descongelación | Auto |
| Refrigerante ecológico | R134a, libre de CFC/175g |

Actuación

| | |
|------------------------------|-------------|
| Rango de temperatura | 10°C- 32 °C |
| Rendimiento de refrigeración | 4 |

Control

| | |
|-------------|-----------------|
| Controlador | Microprocesador |
| Monitor | LED |
| Alarma | Audible, Remoto |

Material

| | |
|------------------|------------------|
| Material externo | Acero inoxidable |
| Material interno | Acero inoxidable |

Datos eléctricos

| | |
|------------------------|-----------|
| Fuente de alimentación | 110V/60Hz |
|------------------------|-----------|

Dimensiones

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Capacidad (litros) | 1500Litros |
| Espesor de la puerta | 90 mm |
| Dimensiones exteriores | 1800*775*1965 |
| Dimensiones del embalaje | 1340*980*2100mm |

Funciones

| | |
|-----------------------|----|
| Temperatura alta/baja | Si |
| Alarma remota | Si |
| Fallo de alimentación | Si |
| Fallo del sensor | Si |
| Bloqueo | Si |
| Puerta entreabierta | Si |
| Batería baja | Si |
| Luz LED interior | Si |

Accesorios

| | |
|-----------------------------|----------|
| Ruedas | Si |
| Agujero de prueba | Si |
| Estantes/Puertas Interiores | 12 |
| Puerta de espuma | Opcional |
| Registrador de temperatura | Opcional |
| Interfaz USB | Si |

Powered by



Qingdao Carebios Biological Technology Co., Ltd.
Address: No.432-F Sanchang Road, Qingdao, China.
Web: www.carebios.com