

# SKB2A01

## COLONNE VERTÉBRALE PLANCHE



# SKB2A01

## FONCTIONNALITÉS ET POINTS FORTS

### Paramètres techniques

▪ Taille(LxWxH)	1830×450×50 mm
▪ Porteur de charge	159kg



### Configuration technique

<input checked="" type="checkbox"/> Ceinture	3pcs
--	------

#### Matériel

Ce produit est moulé par soufflage en polyéthylène plastique haute densité, solide et durable, difficile à vieillir.



#### Fonction

Compatible avec les rayons X, l'IRM, la tomographie, pratique pour l'examen du patient à bord, réduit les blessures possibles pour décharger le patient de la planche.



#### Manipuler

L'ensemble de la poignée est uniformément ouvert, ce qui peut être utilisé par de nombreuses personnes pour soulever, transporter et soulever en même temps.



#### Flotter

Structure dure, facile à poursuivre RCR et sauvetage par compression cardiaque en cours de transport, grand déplacement, volume total de 0,04 m<sup>3</sup>, peut faire flotter un adulte dans de l'eau à température normale, réduisant considérablement la difficulté du personnel de sauvetage aquatique, pratique pour un sauvetage



#### Des pansements

Ce produit est équipé de trois pansements en standard. Le kit en option comprend un support de cou, un dispositif d'immobilisation de la tête et une plaque de fixation de la colonne vertébrale.





UNE INNOVATION  
CONSTANTE



Conception



Recherches



Fabrication



Maintenance



Services



SUCCURSALES  
DANS LE MONDE ENTIER

USA

**Saikang Medical Technology, Inc.**  
17800 Castleton St Ste 180,  
City of Industry, 91748, California.  
Tel.: +1 949648 2776

United Kingdom

**UK Healthward International Ltd.**  
Dept. 111, 196 High Road Wood  
Green, N22 8HH, London.  
Tel.: +44 2032399738

Russia

**Saikang Medical Russia LLC**  
Truda 174,  
454080 Chelyabinsk.  
Tel.: +7 (351) 214 5566 / 8811 / 1516

East Africa

**Saikang Medical Solutions Ltd.**  
Viraj Complex Unit 3, Mombasa  
Road, P.O. Box 14262-00800, Nairobi.  
Kenya.  
Tel.: +254 733 704 690

Middle East

**Saikang Medical Supplies LLC**  
X22-S03 England Cluster,  
International City, Dubai.  
United Arab Emirates.  
Tel.: +20 128 8962497

**SAIKANG** / Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.  
STOCK CODE: 870098

📍 No. 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · China

☎️ +86 18021231901 · 🕒 24/7

✉️ sales@chinasaikang.com

🌐 www.saikangmedical.com



Company video



General catalogue