

QC-DR3 Durómetro Rockwell Digital

Normas

GB/T230.2, JIS Z2245, EN-ISO6508, ASTM E-18

Aplicación

- ◆ Aleación dura ◆ Templado de acero por superficie ◆ Aleación de cobre ◆ Acero microaleado
- ◆ Acero carbonizado ◆ Acero fundido ◆ Metales para fundición ◆ Acero recocido
- ◆ Templado de acero ◆ Aleación de aluminio ◆ Acero blando ◆ Acero para rodamientos

Apariencia



Especificación

Modelo	QC-DR3 Durómetro Rockwell Digital
Precarga	10 Kgf (98.1 N)
Carga adicional	60 Kgf (588.4 N), 100 Kgf (980.7 N), 150 Kgf (1471 N)
Escala	HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRH, HRK, HRL, HRM, HRR
Duración de carga continua	1 - 60 segundos ajustables
Lectura	Pantalla táctil de 5.2 pulgadas en colores
Precisión	0.1 HR
Forma de ejercer carga	Ejercer carga/carga continua/descarga de forma automática
Idiomas	Chino, inglés, alemán, coreano, portugués, turco, checo
Compensación de escala por software	-3.0 HR - +3.0 HR (Precisión 0.1 HR)
Espacio de prueba	Altura máxima: 175 mm Ancho: 165 mm
Alimentación eléctrica	AC 220 V/50 Hz o AC 110 V/60 Hz
Dimensión	520 x 215 x 700 mm
Peso	90 Kg

Accesorios incluidos

Nombre de dispositivos	Descripción
QC-DR3	Durómetro Rockwell Digital
Penetradores	1. Bola de acero Ø 1.588 mm 2. Cono de diamante
Soportes de prueba	Ø 60 mm, Ø 150 mm, Ø 40 mm de forma V
Pesas	Juego de pesa A, juego de pesa B, juego de pesa C
Dispositivos de duerza normalizada	HRC (20-33), HRC (57-70), HRB (85-100)
Kit	Incluye todos los accesorios y un cable

Accesorios opcionales

1. Penetrator de bola de acero 1/8"
2. Penetrator de bola de acero 1/4"
3. Penetrator de bola de acero 1/2"
4. Bola de acero Ø1/8"
5. Bola de acero Ø1/4"
6. Bola de acero Ø1/2"

Características

- La pantalla táctil de 5.2 pulgadas en colores muestra carga, duración de carga continua, escala, tipo de penetrator, etc.
- Se ejerce carga, carga continua y descarga de forma automática para disminuir los errores evitables.
- El software es capaz de compensar la escala. No es necesario ajustar la escala por la parte mecánica montada en el interior del equipo.
- Calcular y mostrar el valor máximo, mínimo, promedio y error de dureza de forma automática.
- La escala se muestra automáticamente en la pantalla. No es necesario consultar la tabla de conversión complicada.
- Idiomas disponibles en chino, inglés, alemán, coreano, portugués, turco, checo.
- Hasta 2000 unidades y 1000 grupos de datos son guardables.

***Cometech se reserva el derecho a modificar la especificación del producto.**



COMETECH TESTING MACHINES CO.,LTD.

No.49,Ln,39,Lianuch Rd, Fengyuan Dist, Taichung City420,Taiwan

Tel:886-4-25368881 / Fax:886-4-25368883

E-mail: sales@come-tech.com.tw

URL: <http://www.come-tech.com.tw>

