



DESCRIPCIÓN

1. Tecnología de compensación de fuerza electromagnética.
2. Base de aleación de aluminio fundido a presión y plato de acero inoxidable.
3. Pantalla LED retroiluminada de alta luminosidad.
4. Interfaz RS232.
5. Parabrisas de cristal transparente incluido de serie.
6. Protección contra sobrecargas, ajuste de nivel de burbuja y gancho.
7. Sustracción de capacidad completa.
8. Conversión de múltiples unidades de pesaje g/mg/ct/oz.
9. Calibración interna a elección.
10. Pesaje, conteo de piezas y pesaje porcentual.
11. Adaptador de corriente universal incluido de serie.
12. Pesa de calibración certificada incluida de serie.

Datos Técnicos de la Balanza Analítica Model FA2204N

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Capacidad máxima: 220g

Lectura mínima: 0.01g

Exactitud: 0.1mg

Repetibilidad: $\pm 0.0002\text{g}$

Error de linealidad: $\pm 0.0003\text{g}$

Tiempo de estabilidad: $\leq 3\text{S}$

Temperatura de trabajo: $15^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$

Tamaño del plato: modelo estándar: $\varnothing 90\text{mm}$

Dimensiones: 300*200*295 mm

Fuente de alimentación: adaptador de corriente

Modelo de calibración: calibración interna

Peso bruto: 6.0kg

Peso neto: 5.0kg

Tamaño del embalaje: 425*320*415 mm

interfaz de comunicación: RS232 (USB interfaz USB opcional)

