

BALANZA ELECTRÓNICA SERIES JNB






DESCRIPCIÓN GENERAL

Balanza de precisión profesional equipada con pantalla LCD de gran tamaño y retroiluminación, diseñada para ofrecer lecturas claras y precisas. Ideal para aplicaciones en laboratorios, industrias y entornos profesionales que requieren precisión y facilidad de uso. Su estructura robusta y materiales de alta calidad aseguran durabilidad y un rendimiento confiable en el tiempo.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- **Pantalla LCD** grande con retroiluminación para facilitar la lectura en distintas condiciones de iluminación.
- **Múltiples funciones:** modos de conteo, conversión de unidades y pesaje.
- **Alimentación externa** adaptable al voltaje global de manera automática, además de la opción de usar baterías estándar en situaciones de emergencia.
- **Indicadores de batería baja y sobrecarga**, así como nivelador e patas ajustables para una estabilidad óptima.
- **Plataforma de pesaje de acero inoxidable** sólida, duradera y fácil de limpiar.
- **Protección completa de vidrio** transparente en cinco lados para evitar interferencias por el aire.
- **Núcleo de alta precisión** adecuado para pesajes profesionales.
- **Botones de diseño estándar** para un uso intuitivo y simplificado.
- **Carcasa de material de ingeniería profesional**, diseñada para un uso prolongado.





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SERIES

Modelo	Capacidad (g)	Precisión (g)	Tamaño de plato (mm)	Dimensiones (mm)
JNB2001	200	0.1	115	200*265*75
JNB5001	500	0.1	128	200*265*75
JNB10001	1000	0.1z	128	200*265*75
JNB12001	1200	0.1	128	200*265*75
JNB20001	2000	0.1	128	200*265*75
JNB30001	3000	0.1	128	200*265*75
JNB1002	100	0.01	115	200*265*140
JNB2002	200	0.01	115	200*265*140
JNB3002	300	0.01	115	200*265*140
JNB5002	500	0.01	128	200*265*140
JNB6002	600	0.01	128	200*265*140
JNB10002	1000	0.01	128	200*265*140
JNB20002	2000	0.01	128	200*265*140
JNB30002	3000	0.01	128	200*265*140
JNB1003	100	0.001	90	200*265*140
JNB2003	200	0.001	90	200*265*140

VENTAJAS COMPETITIVAS

- **Claridad en la lectura** gracias a su pantalla LCD grande y retroiluminada.
- **Versatilidad de funciones** que permite realizar varias tareas con la misma balanza.
- **Adaptabilidad energética**, con opción de uso en emergencia mediante baterías.
- **Durabilidad y resistencia** gracias a su estructura de acero inoxidable y materiales de ingeniería de alta calidad.
- **Precisión asegurada** mediante su protección contra interferencias y núcleo de alto grado.



DETALLES DEL PANEL DE FUNCIONAMIENTO





MÁS EFICAZ

Función de conteo



La función de conteo inteligente ayuda a contar con precisión fácilmente.

NIVELADOR DE BURBUJA HORIZONTAL

Ayuda a colocar la balanza horizontalmente



