

KERN OBS 106

KERN

El microscopio escolar - para los primeros pasos en la microscopía y la clase de biología



Categoría

Marca	Optics
Categoría de producto	Microscopio
Grupo de producto	Microscopio de luz transmitida
Familia de productos	OBS-1

Diseño

Dimensiones (A×P×A)	130×300×310 mm
Sistema óptico	Finita
Tubo tipo	Binocular
Ángulo de inclinación del tubo	30°
Rotación del tubo 360°	✓
Tubo tipo	Siedentopf
Método de contraste	Campo luminoso

	4×
Objetivos estándar	10×
	40×

Calidad del objetivo	acromático
----------------------	------------

Revólver de objetivo - ubicaciones para atornillar	4
--	---

Oculares fijos	✓
----------------	---

Distancia interpupilar [Min]	55 mm
------------------------------	-------

Distancia interpupilar [Max]	75 mm
------------------------------	-------

Compensación de dioptrías	ambos lados
---------------------------	-------------

Compensación de dioptría [Min]	-5
--------------------------------	----

Compensación de dioptría [Max]	5
--------------------------------	---

Ocular

Tipo de ocular	Eyepiece WF 10x / Ø 18mm with anti-fungus
----------------	---

Ocular ancho de campo	WF
-----------------------	----

Punto de vista	Estándar
----------------	----------

Ocular aumento	10x
----------------	-----

Ocular campo de visión	18 mm
------------------------	-------

Ocular diametro	23,2 mm
-----------------	---------

Objetivo

Objetivos - Detalles	Objective Achromatic 10x / 0,25 anti-fungus Objective Achromatic 4x / 0,1 anti-fungus Objective Achromatic 40x / 0,65 spring, anti-fungus
----------------------	--

Objetivos aumentos	4x / 10x / 40x
--------------------	----------------

Iluminación

Intensidad de iluminación	Luz transmitida
---------------------------	-----------------

Tipo de iluminación luz transmitida	LED
-------------------------------------	-----

Intensidad de iluminación luz transmitida	0,5 W
---	-------

Iluminación regulable	Luz transmitida
-----------------------	-----------------

Filtro posible	✓
----------------	---

Diafragma de apertura	✓
-----------------------	---

Enfoque

Campo visual [Min]	0,45 mm
--------------------	---------

Campo visual [Max]	4,5 mm
--------------------	--------

Accionamiento fino mínimo	0,00025 mm
---------------------------	------------

Mecanismo de enfoque	tornillo macro-/micrométrico coaxial
----------------------	--------------------------------------

Condensador

Condensador tipo	Abbe
------------------	------

Alimentación

Alimentación suministrada	Acumulador y suministro de energía
---------------------------	------------------------------------

Fuente de alimentación de enchufe tipo	Fuente de alimentación de enchufe
--	-----------------------------------

Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro	EURO
--	------

Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - opcional	EURO UK
--	------------

Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	100 - 240 V
--	-------------

Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	6 V, 500 mA
--	-------------

KERN OBS 106

KERN

El microscopio escolar - para los primeros pasos en la microscopía y la clase de biología

Tipo de batería / acumulador	NiMH
Pila	3×1.2V AA
Conexión de la batería	Terminales enchufables
Acumulador tiempo de funcionamiento - con retroiluminación	4 h
Acumulador tiempo de carga	10 h

Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-5 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

Homologación

Marca CE	✓
----------	---

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	420×340×200 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	3,2 kg
Peso bruto aprox.	4,0 kg
Peso de envío	5,7 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761196681
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

Pictogramas

STANDARD

