

Modelo: CEB1055N



Aplicaciones

Laboratorios analíticos • Farmacéutica • Universidades • Biotecnología • Control de calidad

Descripción

Balanza analítica con resolución de 0,01 mg, calibración interna automática y sistema electromagnético de pesaje para laboratorios de investigación, control de calidad e industria farmacéutica.

Características principales

- Resolución 0,01 mg
- Calibración interna
- Pantalla LCD
- USB y RS232
- Estabilización rápida
- Cámara cortavientos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	CEB1055N
Capacidad	120 g / 51 g
Resolución	0,01 mg
Repetibilidad	±0,03 mg
Linealidad	±0,05 mg
Calibración	Interna automática
Tiempo estabilización	3 s
Plato	Ø90 mm
Interfaz	USB / RS232
Alimentación	110–240 VAC
Unidades	g, mg, oz, ct
Peso	6,28 kg
Ambiente	Laboratorio
Garantía	Según política GOLTECH

Ventajas

- Alta precisión
- Calibración automática
- Excelente estabilidad
- Operación intuitiva

Beneficios

- Reduce errores
- Mayor productividad
- Resultados confiables
- Fácil integración

Información para pedido

Modelo: CEB1055N

Descripción: Balanza analítica con calibración interna.

Accesorios incluidos

- Plato de pesaje
- Cámara cortavientos
- Adaptador de alimentación
- Manual

Accesorios opcionales

- Impresora
- Pesas patrón
- Software de adquisición (si aplica)

¿Por qué elegir este equipo?

- Resolución de 0,01 mg
- Calibración interna
- Sistema electromagnético
- Ideal para laboratorios analíticos