



Modelo: HS8PRO



Agitador Magnético con Calefacción y Pantalla Digital.

Características:

- Pantalla digital LCD para una lectura clara de los parámetros.
- Control de tiempo programable desde 1 minuto hasta 12 horas.
- Potente motor sin escobillas (Brushless) para una mayor vida útil.
- Potencia de trabajo de 500W.

Aplicaciones:

Preparación de soluciones químicas, análisis de laboratorio y procesos industriales.





Modelo: HS8PRO

Agitador Magnético con Calefacción y Pantalla Digital.

Descripción General

El agitador magnético con calefacción HS8pro de Galileo Scientific redefine la eficiencia en el laboratorio. Gracias a su motor sin escobillas y una potencia de 500W, garantiza una agitación constante y potente para volúmenes de hasta 5 litros. Su avanzada pantalla LCD permite programar y monitorear el tiempo de operación hasta por 12 horas, brindando una repetibilidad inigualable en sus procesos. Es la opción ideal para profesionales que buscan durabilidad y control digital riguroso.

Características principales

- Pantalla digital LCD para una lectura clara de los parámetros.
- Control de tiempo programable desde 1 minuto hasta 12 horas.
- Potente motor sin escobillas (Brushless) para una mayor vida útil.
- Potencia de trabajo de 500W.



Característica	Especificación
Tipo de motor	Motor sin escobillas
Rango de velocidad	50–1500 rpm
Temporizador	1 minuto–12 horas
Capacidad máxima de agitación	5 L de H ₂ O
Temperatura máxima de la placa	310 °C
Método de control	Pantalla digital + perilla + botones
Placa de trabajo	Placa cuadrada de 160 × 160 mm
Temperatura ambiente de operación	5–40 °C; hasta 80 % HR
Potencia	500 W
Dimensiones	285 × 180 × 90 mm
Característica	Especificación
Tipo de motor	Motor sin escobillas
Rango de velocidad	50–1500 rpm
Temporizador	1 minuto–12 horas
Capacidad máxima de agitación	5 L de H ₂ O
Temperatura máxima de la placa	310 °C

APLICACIONES

- Preparación de soluciones químicas, análisis de laboratorio y procesos industriales que requieren mezclas homogéneas bajo condiciones térmicas controladas.

VENTAJAS

- El uso de un **motor sin escobillas** reduce significativamente el desgaste mecánico, lo que se traduce en una operación más silenciosa y una mayor durabilidad del equipo frente a modelos convencionales.

BENEFICIOS PARA EL USUARIO

- El control de tiempo extendido de hasta 12 horas permite una mayor autonomía en el laboratorio, asegurando que los procesos de agitación prolongada se realicen con total precisión y sin necesidad de supervisión constante.



¿Por qué elegir el HS8PRO?

Al adquirir el HS8pro con Goltech Solutions, usted no solo obtiene un equipo de alta tecnología, sino también una **gestión logística completa** que incluye trámites aduanales y transporte. Además, contamos con **asesoría experta y personalizada** para ayudarle a elegir el equipo exacto que su operación necesita, respaldado por un servicio de **soporte y acompañamiento** en la instalación y resolución de dudas técnicas.

¿Qué distingue al HS8PRO?

La característica principal que diferencia al **HS8** de modelos de entrada como el HS5 es su **capacidad de agitación ampliada a 5 litros** y su motor capaz de alcanzar las **1500 RPM**. Mientras que otros modelos de la serie están diseñados para muestras pequeñas, el HS8 ofrece la robustez necesaria para manejar mayores volúmenes manteniendo la precisión del control digital que distingue a la línea avanzada de Galileo Scientific.